

Classeurs de rangement de lames et blocs de paraffine modulaire



Couvercle

- dim. extérieures 485 x 480 x 26 mm



Module pour lames

- 14 tiroirs individuels, chaque unité pouvant accueillir environ 5 600 lames
- dim. extérieures 485 x 480 x 146 mm



Module pour blocs de paraffine


- 14 tiroirs individuels, chaque unité pouvant accueillir environ 900 blocs
- dim. extérieures 485 x 480 x 91 mm



Base

- dim. extérieures 485 x 480 x 76 mm

- en métal peint en blanc
- classement et le stockage d'échantillons en masse
- empilables
- modulables



Exemples de configurations

référence	Prix HT
CT4570 Base pour classeur de rangement	
CT4571 Module 14 tiroirs pour lames	
CT4572 Module 14 tiroirs pour blocs de paraffine	
CT4573 Couvercle pour classeur de rangement	


Bloc de rangement pour lames et blocs de paraffine

- en plastique ABS moulé, très résistant
- chaque unité d'armoire contient 6 tiroirs avec poignée
- chaque tiroirs peut contenir jusqu'à 2 100 blocs
- étiquette d'identification plastifiée
- unités empilables avec système de verrouillage intégré
- dim. extérieures : 442 x 250 x h409 mm



référence	Prix HT
CT4580 Bloc de rangement, l'unité	

Boîtes d'archivage pour lames et blocs de paraffine



- en carton ondulé
- stockage durable de blocs de tissus et de lames de microscope
- 3 séparateurs inclus
- 4 ou 8 tiroirs, suivant modèle
- livrés non assemblés, assemblage facile
- dim. : 300 x 295 x h98 mm

tiroirs	capacité	référence	Prix HT
4 tiroirs	2 000 lames	CT4590	l'unité
8 tiroirs	500 blocs de tissus	CT4591	l'unité