

Cassettes d'inclusion pour biopsie

- en polymère acétal
- conception en 2 parties, 2 grandes fentes antérieures et postérieures
- verrouillage sécurisé du couvercle
- 1 280 trous carrés de dimensions 0,26 mm × 0,26 mm, et plus de 40 grands trous rectangulaires pour maximiser l'échange de fluides
- deux grandes zones d'étiquetage et une surface d'écriture avant inclinée à 45°
- compatible LEICA IPC, sakura Tissue TEK autowrite



couleur	référence	Prix HT	référence	Prix HT
EM115				
	Préchargées en manchon		Livrées scotchées en ligne	
blanc	CT5630	les 3000	CT5640	les 4000
jaune	CT5631	les 3000	CT5641	les 4000
vert	CT5632	les 3000	CT5642	les 4000
rose	CT5633	les 3000	CT5643	les 4000
bleu	CT5634	les 3000	CT5644	les 4000
mauve	CT5635	les 3000	CT5645	les 4000
orange	CT5636	les 3000	CT5646	les 4000