


# CASSETTES D'INCLUSION

## Cassettes d'inclusion



- en polymère acétal, résistant aux réactions chimiques des solvants histologiques
- deux grandes zones d'étiquetage sur les côtés
- adaptable à la plupart des étiqueteuses de cassettes



	cassettes pour tissus			cassettes pour biopsie	
	EM106	EM102	EM117	EM 105	EM 104
inclinaison zone de marquage	45°	45°	45°	45°	45°
orifices	fentes 5 x 1 mm	fentes 5 x 1 mm	fentes 5 x 1 mm	trous carrés 0,9 x 0,9 mm	trous carrés 0,9 x 0,9 mm
lien base / couvercle	charnière amovible	moulé d'un seul bloc	moulé d'un seul bloc	charnière amovible	moulé d'un seul bloc
imprimante	Epredia printmate Leica IPC* Tissu TEK autowrite	Leica IPC* Tissu TEK autorite	Leica IPC* Primera Tissu TEK autowrite Tissu tek smart write	Epredia printmate Leica IPC* Tissu TEK autowrite	Leica IPC* Tissu TEK autowrite
spécificité	-	-	fentes antérieurs et postérieurs supplémentaires pour améliorer les échanges de fluide	-	-
<b>Vrac en boîte distributrice</b>					
blanc	-	CT5520 les 2000	CT5540 les 2000	-	CT5560 les 2000
jaune	-	CT5521 les 2000	CT5541 les 2000	-	CT5561 les 2000
vert	-	CT5522 les 2000	CT5542 les 2000	-	CT5562 les 2000
rose	-	CT5523 les 2000	CT5543 les 2000	-	CT5563 les 2000
bleu	-	CT5524 les 2000	CT5544 les 2000	-	CT5564 les 2000
mauve	-	CT5525 les 2000	CT5545 les 2000	-	CT5565 les 2000
orange	-	CT5526 les 2000	CT5546 les 2000	-	CT5566 les 2000
<b>Préchargées en manchon</b>					
blanc	CT5500 les 3000	-	-	CT5510 les 3000	-
jaune	CT5501 les 3000	-	-	CT5511 les 3000	-
vert	CT5502 les 3000	-	-	CT5512 les 3000	-
rose	CT5503 les 3000	-	-	CT5513 les 3000	-
bleu	CT5504 les 3000	-	-	CT5514 les 3000	-
mauve	CT5505 les 3000	-	-	CT5515 les 3000	-
orange	CT5506 les 3000	-	-	CT5516 les 3000	-
<b>Livrées scotchées en ligne</b>					
blanc	-	CT5530 les 2000	-	-	CT5570 les 2000
jaune	-	CT5531 les 2000	-	-	CT5571 les 2000
vert	-	CT5532 les 2000	-	-	CT5572 les 2000
rose	-	CT5533 les 2000	-	-	CT5573 les 2000
bleu	-	CT5534 les 2000	-	-	CT5574 les 2000
mauve	-	CT5535 les 2000	-	-	CT5575 les 2000
orange	-	CT5536 les 2000	-	-	CT5576 les 2000

\* cassette sans couvercle intégrée