

CASSETTES D'INCLUSION

Sachets à biopsies



- en polyester résistants aux solvants
- maille fine : 0.2 x 0.2 mm
- empêche la déformation

dimension	référence	Prix HT
30 x 45 mm	CT5550 les 200	
75 x 95 mm	CT5551 les 100	

Moules d'inclusion en inox



- moules réutilisables
- surface polie
- coins arrondis

Cavité	dim. ext. (lxpxh)	référence	Prix HT
7 x 7 x 7mm	52 x 35 x 11 mm	CT5580 les 10	
15 x 15 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5581 les 10	
24 x 24 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5582 les 10	
30 x 24 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5583 les 10	
37 x 24 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5584 les 10	

Anneaux d'inclusion



- maintien ferme de l'échantillon de tissu
- pratique pour la coupe

coloris	référence	Prix HT
blanc	CT5590 les 2000	