


## Cryoboîtes -196°C polypropylène translucide

**81 100**  
tubes 1,5 à 2 ml



- en polypropylène
- coloris naturel, translucide
- couvercle amovible
- livrés avec séparateur

pour tubes	Coloris	référence	Prix HT
81(9x9) x cryotubes 1 à 2 ml	○	CT4850	l'unité
100 (10x10) x cryotubes 1 à 2 ml	○	CT4851	l'unité

## Cryoboîtes -196°C polypropylène translucide

**100**  
tubes 1,5 à 2 ml



- en polypropylène
- 3 coloris translucides au choix
- couvercle transparent à charnière
- livrés avec séparateur

capacité	Coloris	référence	Prix HT
100 x cryotubes 1 à 2 ml	●	CT4860	l'unité
100 x cryotubes 1 à 2 ml	●	CT4861	l'unité
100 x cryotubes 1 à 2 ml	○	CT4862	l'unité

## Cryoboîtes -196°C en polycarbonate

**81 100**  
tubes 1,5 à 2 ml



- couvercle amovible transparent avec grille numérique imprimée
- chaque boîte comporte un coin incliné pour garantir un alignement correct de la grille
- autoclavables
- trous d'aération pour le drainage et la congélation rapide
- s'adaptent aux grilles de congélation en acier inox

pour tubes	Coloris	référence	Prix HT
81(9x9) x cryotubes 1 à 2 ml	●	CT4870	l'unité
100 (10x10) x cryotubes 1 à 2 ml	●	CT4871	l'unité