

## Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe

9 25 81 100  
tubes 0,2 à 50 ml

**I** Imperméables  
à l'eau.




- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- avec séparateur inclus pré-monté

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
100 x microtubes 0,2 ml	130x130mm	h35 mm	BP1901	
100 x microtubes 0,5 ml	130x130mm	h35 mm	BP1902	
81 x micro/cryotubes 1,2 à 2,0 ml	130x130mm	h50 mm	BP1935	
81 x cryotubes 3 à 4 ml	130x130mm	h75 mm	BP1938	
81 x cryotubes 5 ml	130x130mm	h90 mm	BP1939	
25 x tubes Falcon® 15 ml (Ø 17 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1955	
9 x tubes Falcon® 50 ml (Ø 30 mm)	130x130mm	h127 mm	BP1956	

## Cryoboîtes LMR® -90°C carton hydrophobe séparateurs au choix

49 64 81 100  
tubes 0,2 à 10 ml

**I** Imperméables à l'eau.



- en carton rigide extra blanc recouvert d'un revêtement imperméable à l'eau
- s'adaptent dans tout système de rangement pour congélateur jusqu'à -90°C
- boîtes à compléter par un séparateur au choix
- les séparateurs conviennent pour toutes les boîtes haut. 50, 75 ou 95 mm

capacité	dim.	hauteur	référence	Prix HT
<b>boîtes SANS séparateurs</b>				
boîte sans séparateur haut.50 mm	130x130 mm	h50 mm	BP1001	
boîte sans séparateur haut.75 mm	130x130 mm	h75 mm	BP1002	
boîte sans séparateur haut.95 mm	130x130 mm	h95 mm	BP1003	
<b>séparateurs au choix</b>				
séparateur 49 divisions 16x16 mm	tubes jusqu'à 10 ml		BP1010	
séparateur 64 divisions 14x14 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1011	
séparateur 81 divisions 13x13 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1012	
séparateur 100 divisions 12x12 mm	microtubes jusqu'à 2 ml		BP1013	

## Cryoboîtes -86°C carton, à picots en PP

81  
tubes 0,5 à 5 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- picots séparateurs en polypropylène très résistant

- assortiment de 5 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge, blanc), ou coloris bleu, suivant modèle

capacité	dimensions	coloris	réf.	Prix HT
81 (9 x 9) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h52 mm	assortis ●●●●○	BL1055	les 5
81 (9 x 9) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h95 mm	bleu ●	BL1056	les 5

## Cryoboîtes -86°C carton, séparateur en PP

100  
tubes 0,5 à 5 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couvercle à charnière
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- grille de séparation en polypropylène très résistant

- assortiment de 5 couleurs (bleu, jaune, vert, rouge, blanc), ou coloris bleu, suivant modèle

capacité	dimensions	coloris	réf.	Prix HT
100 (10 x 10) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h36 mm	bleu ●	BL1045	les 5
100 (10 x 10) tubes 0,5 à 5 ml	133 x 133 x h52 mm	assortis ●●●●○	BL1046	les 5