


Bouchons en ouate de cellulose



- en fibres de cellulose pure
- perméables à l'air
- stérilisables jusqu'à +200°C
- usage unique recommandé
- efficaces pour fermer de façon économique et hygiénique les flacons, tubes à essais et pots divers en laboratoire
- livrés par 1000, 500, 200, 100, 50 or 25 unités selon la dimension.

dimensions (mm)			référence		Prix HT
Ø d1 / Ø d2 x haut.					
5 / 9 x 30 mm	FL6010	les 1000			
6 / 8,5 x 11 mm	FL6011	les 1000			
7 / 11 x 30 mm	FL6012	les 1000			
8 / 14 x 32 mm	FL6013	les 1000			
9 / 12 x 30 mm	FL6014	les 1000			
10 / 18 x 37 mm	FL6015	les 1000			
11 / 16 x 32 mm	FL6016	les 1000			
12 / 17 x 37 mm	FL6017	les 1800			
12 / 18 x 42 mm	FL6018	les 1000			
12 / 20 x 32 mm	FL6019	les 2000			
13 / 18 x 32 mm	FL6020	les 1000			
15 / 19 x 30 mm	FL6021	les 1000			
16 / 20 x 30 mm	FL6022	les 1000			
17 / 21 x 38 mm	FL6023	les 1000			
18 / 22 x 30 mm	FL6024	les 1000			
19 / 24 x 30 mm	FL6025	les 1000			
20 / 23 x 41 mm	FL6026	les 500			
23 / 28 x 30 mm	FL6027	les 500			
24 / 28 x 43 mm	FL6028	les 200			
25 / 34 x 60 mm	FL6029	les 200			
26 / 36 x 60 mm	FL6030	les 200			
28 / 33 x 63 mm	FL6031	les 200			
29 / 38 x 60 mm	FL6032	les 200			
30 / 40 x 40 mm	FL6033	les 200			
30 / 42 x 55 mm	FL6034	les 100			
33 / 37 x 63 mm	FL6035	les 100			
35 / 36 x 40 mm	FL6036	les 200			
35 / 40 x 60 mm	FL6037	les 100			
37 / 50 x 50 mm	FL6038	les 100			
39 / 61 x 63 mm	FL6039	les 50			
40 / 58 x 65 mm	FL6040	les 50			
58 / 65 x 70 mm	FL6041	les 25			

