

Capuchons filetés en PBT avec ouverture pour raccordement DURAN®



- en PBT, rouge
- compatibles avec les septums en silicone
- résistance chimique
- résistance à la chaleur jusqu'à +180°C

filetage	perçage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
GL14	Ø 9,5 mm	Ø 20 x 17 mm	WG1140 les 10	
GL18	Ø 11 mm	Ø 23 x 20 mm	WG1141 les 10	
GL25	Ø 15 mm	Ø 33 x 23 mm	WG1142 les 10	
GL32	Ø 20 mm	Ø 42 x 26 mm	WG1143 les 10	
GL45	Ø 34 mm	Ø 54 x 28 mm	WG1144 les 10	

Joint septums en silicone DURAN®



- joints à percer
- compatibles avec les capuchon de raccordement à visser en PBT
- silicone durci par catalisation au peroxyde
- résistance jusqu'à +130°C à la vapeur et +200°C à la chaleur

filetage	diamètre	épaisseur	référence	Prix HT
GL14	Ø 12 mm	2 mm	WG1150 les 100	
GL18	Ø 16 mm	2 mm	WG1151 les 100	
GL25	Ø 22 mm	2 mm	WG1152 les 100	
GL32	Ø 29 mm	2 mm	WG1153 les 100	
GL45	Ø 42 mm	3 mm	WG1154 les 100	

Septum en silicone revêtu de PTFE GL45, à percer, DURAN®



- Fabriqué à partir de caoutchouc silicone catalysé par platine et de films de PTFE
- adaptable sur des flacons GL45 allant de 100 ml à 20 000 ml

filetage	diamètre	épaisseur	référence	Prix HT
GL45	Ø 43 mm	3 mm	WG1160 les 10	

Bouchons en caoutchouc bromobutyle pour flacon GL45, DURAN®



- bouchon droit, bromobutyle gris
- étanchéité au gaz
- possibilité de perforer avec une aiguille
- résistance chaleur : -50°C à +121°C

filetage	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
GL45	Ø 41 mm	21 mm	WG1170 les 10	