

Capuchons GL45 avec ports secondaires GL14

référence	Prix HT
capuchons principaux GL45	
WG1260 Capuchons GL45, en PP, 2 ports GL14, les 2	1
WG1261 Capuchons GL45, en PP, 3 ports GL14, les 2	2
capuchons secondaires GL14	
WG1262 Capuchons GL14, en PP, pour raccord de tube, les 2	3
WG1263 Capuchons GL14 en PBT, aveugle, les 2	4
insert pour capuchon GL14	
WG1264 Insert pour capuchon GL14, Øint..1,6 mm, l'unité	5
WG1265 Insert pour capuchon GL14, Øint..3,0 mm, l'unité	
WG1266 Insert pour capuchon GL14, Øint..3,2 mm, l'unité	
WG1267 Insert pour capuchon GL14, Øint..6,0 mm, l'unité	
kit de compensation de pression	
WG1268 Capuchon GL14 avec filtre seringue 0,2 µm, l'unité	6
WG1269 Filtres seringue 0,2 µm de rechange, les 2	



- capuchons GL45 en polypropylène, avec 2 ou 3 ports secondaires
- capuchon GL14 pour port secondaire, pour raccord de tuyau, en PP bleu
- capuchon aveugle en PBT avec joint revêtu de PTFE, rouge pour les ports non utilisés
- résistance à la chaleur jusqu'à +140°C

Capuchons GL80 avec 4 ports secondaires GL18

- capuchon GL80, en PP, PTFE, EPDM
Ø 87 mm x 59 mm
- système modulaire flexible
- possibilité de compensation de pression stérile avec filtre à membrane
- résistance à la chaleur jusqu'à +140°C



référence	Prix HT
capuchons principaux	
WG1340 Capuchons GL80 avec 4 ports filetés GL18 secondaires, les 2	1
capuchons GL18	
WG1341 Capuchons GL18 aveugles, en PBT rouge, les 2	2
WG1342 Capuchons GL18 pour raccord de tube, en PP bleu, les 2	3
WG1343 Insert, Ø int. 3,2 mm, pour WG1346, l'unité	4
WG1344 Insert, Øint. 6,0 mm, pour WG1346, l'unité	4
WG1345 Insert, Øint. 8,0 mm, pour WG1346, l'unité	4
WG1346 Insert, Øint..10,0 mm, pour WG1346, l'unité	4
WG1347 Insert, Øint..12,0 mm, pour WG1346, l'unité	4
kit pour compensation de la pression pour filetage GL18	
WG1348 Kit de compensation de pression GL18, l'unité	5

Capuchons de transfert multiport



- ports en acier inox chirurgical
- ports pour tuyaux Ø int. 3,2 mm
- résistance à la chaleur jusqu'à +180°C
- matériaux compatibles avec le contact alimentaire

ports	filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
2 ports	GL25	Ø 33 x 32 mm	WG1270	l'unité
3 ports	GL25	Ø 33 x 32 mm	WG1271	l'unité
4 ports	GL25	Ø 33 x 32 mm	WG1272	l'unité