

## Capuchons GL80 à membrane



- en PP bleu, avec membrane en PTFE soudée, pour la compensation de pression
- pour filetage GL80
- résistance à la chaleur jusqu'à +140°C

filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
GL80	Ø 87 mm x 40 mm	WG1320 les 2	

## Capuchons GL80 haute température



- capuchons en PSU avec joints recouverts de PTFE
- pour filetage GL80
- résistance à la chaleur jusqu'à +180°C

	filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
capuchons filetés	GL80	Ø 88,5 mm x 40 mm	WG1330 les 5	
bague anti-goutte	GL80	6,85 mm	WG1331 les 5	
joints en silicone	GL80	Ø 79 mm x 3,1 mm	WG1332 les 5	

## Joints en EPDM



- en EPDM
- améliore l'étanchéité
- pour filetage GL80

filetage	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
GL80	Ø 78 mm x 63,5 mm	WG1350 les 5	