

## Bouchons rodés en verre en biseau



- en verre borosilicaté 3.3
- bouchons rodés en biseau

col	référence	Prix HT
14/23	WG1540 les 10	
19/26	WG1541 les 10	

## Bouchons rodés en plastique



- en polyéthylène
- bouchons octogonaux

col	référence	Prix HT
7/16	WG1550 les 10	
10/19	WG1551 les 10	
12/21	WG1552 les 10	
14/23	WG1553 les 10	
19/26	WG1554 les 10	
24/29	WG1555 les 10	
29/32	WG1556 les 10	
34/35	WG1557 l'unité	
45/40	WG1558 l'unité	
60/46	WG1559 l'unité	
85/55	WG1560 l'unité	

## Bouchons rodés en polyéthylène



- en polyéthylène

couleur	col	hauteur	référence	Prix HT
bleu	7/16	28 mm	WG3040 les 10	
vert	10/19	32 mm	WG3041 les 10	
violet	12/21	35 mm	WG3042 les 10	
jaune	14/23	38 mm	WG3043 les 10	
bleu	19/26	42 mm	WG3044 les 10	
vert	24/29	46 mm	WG3045 les 10	
rouge	29/32	50 mm	WG3046 les 10	
orange	34/35	54 mm	WG3047 l'unité	
marron	45/40	60 mm	WG3048 l'unité	