

Burettes **classe B**
en verre ambré, avec une bouteille

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

marquage
circulaire blanc

bande
Schellbach

- en verre borosilicaté 3.3 ambré
- graduations circulaires blanches
- réglage automatique du zéro
- calibrées en "Ex"
- en partie supérieure tube de trop-plein
- convient aux gauchers et aux droitiers
- livrées complètes, avec une bouteille en plastique et une base stable en plastique rouge ou bleu

capacité	graduations	bouteille	coloris	référence	Prix HT
5 ml	0,05 ml	500 ml	bleu	MR4560	
10 ml	0,05 ml	500 ml	bleu	MR4561	
25 ml	0,1 ml	1 000 ml	rouge	MR4562	
50 ml	0,1 ml	1 000 ml	rouge	MR4563	



Burettes **classe B**
en verre clair, avec une bouteille

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

marquage
circulaire bleu

bande
Schellbach

- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- réglage automatique du zéro
- calibrées en "Ex"
- en partie supérieure un tube de trop plein
- convient aux gauchers et aux droitiers
- livrées complètes avec une bouteille en plastique et une base stable en plastique rouge ou bleu

capacité	graduations	bouteille	coloris	référence	Prix HT
5 ml	0,05 ml	500 ml	bleu	MR4550	
10 ml	0,05 ml	500 ml	bleu	MR4551	
25 ml	0,1 ml	1 000 ml	rouge	MR4552	
50 ml	0,1 ml	1 000 ml	rouge	MR4553	

