

BURETTES AUTOMATIQUES AVEC ROBINET

Burettes automatiques classe AS robinet verre

Burettes automatiques classe AS clé en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- avec bande Schellbach
- robinet droit et clé en verre
- certificat de lot et de conformité

- en verre borosilicaté 3.3
- avec bande Schellbach
- valve droite et clé en PTFE
- certificat de lot et de conformité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	930 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3170	l'unité
25 ml	930 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3171	l'unité
50 ml	930 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3172	l'unité

capacité	hauteur	graduations	tolérance	référence	Prix HT
10 ml	930 mm	0,02 ml	±0,02 ml	WG3180	l'unité
25 ml	930 mm	0,05 ml	±0,03 ml	WG3181	l'unité
50 ml	930 mm	0,1 ml	±0,05 ml	WG3182	l'unité

Burettes automatiques de Pellet classe AS robinet en verre ou en PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- graduations circulaires bleues
- conformes à la norme DIN EN ISO 385
- réglage automatique du zéro
- sans robinet intermédiaire

capacité	graduations	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
Robinet en verre						
			standard	bande Schellbach		
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4480	les 2	MR4483	les 2
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4481	les 2	MR4484	les 2
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4482	les 2	MR4485	les 2
Robinet en PTFE						
			standard	bande Schellbach		
10 ml	0,02 ml	±0,02 ml	MR4490	les 2	MR4493	les 2
25 ml	0,05 ml	±0,03 ml	MR4491	les 2	MR4494	les 2
50 ml	0,1 ml	±0,05 ml	MR4492	les 2	MR4495	les 2

