

Congélateur -86°C format compact - largeur 630 mm

-86°C

capacité utile	90 litres
dim. internes (lxpxh)	430 x 625 x h425 mm 430 x 395* x h205* mm
portes intérieures	1 porte intérieure
clayettes livrées	2 clayettes réglables
niveau sonore	57 dB (A)
dim. externes (lxpxh)	595 x 630 x h830 mm
poids total à vide	60 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
consommation	6,7 kWh / 24 h
Congélateurs -86°C	NC1090
racks pour boîtes cryogéniques	
rack 74 boîtes h50 mm	NC1091
rack 45 boîtes h75 mm	NC1092
rack 33 boîtes h100 mm	NC1093

* dimensions réduites au niveau du compresseur

► faible consommation d'énergie

- congélateur compact, facile à déplacer, espace intérieur optimisé
- intérieur en acier inox, extérieur en acier recouvert époxy
- faible consommation d'énergie
- contrôle numérique de la température, affichage digital
- enregistrement de la température, mémoire 35 000 données
- interface USB
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse, porte ouverte
- contact sec pour alarme à distance
- batterie de secours 50 h
- sonde de température Pt1000
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- déverrouillage automatique de la porte
- clayettes réglables, en acier inoxydable
- passage Ø12 mm pour sonde externe 2
- racks pour boîtes cryogéniques en option



Congélateurs -45°C / -60°C format compact - largeur 630 mm

-45°C

-60°C

- congélateurs compacts, faciles à déplacer, espace intérieur optimisé
- intérieur en acier inox, extérieur en acier recouvert époxy
- faible consommation d'énergie
- contrôle numérique de la température, affichage digital
- enregistrement de la température, mémoire 35 000 données
- interface USB
- alarmes sonores et visuelles : température haute / basse, porte ouverte
- contact sec pour alarme à distance
- batterie de secours 50 h
- sonde de température Pt1000
- réfrigérant Nature R sans HCF, respectueux de l'environnement
- dégivrage manuel
- porte avec serrure
- déverrouillage automatique de la porte
- clayettes réglables, en acier inoxydable
- passage Ø12 mm pour sonde externe 2
- racks pour boîtes cryogéniques en option

► faible consommation d'énergie

capacité utile	220 litres
dim. internes (lxpxh)	435 x 370 x h1420 mm
portes intérieures	1 porte intérieure
clayettes livrées	5 clayettes réglables
niveau sonore	64 dB (A)
roulettes	4 roulettes
dim. externes (lxpxh)	600 x 630 x h2055 mm
poids total à vide	122 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
consommation congélateur -45°C / -60°C	4,8 kWh / 24 h - 6,1 kWh / 24 h
Congélateurs -45°C	NC1240
Congélateurs -60°C	NC1230
racks pour boîtes cryogéniques	
	capacité
rack pour 8 boîtes h50 mm	NC1221 3racks → 144 boîtes h50 mm
rack pour 10 boîtes h50 mm	NC1222 + 12racks
rack pour 4 boîtes h75 mm	NC1223 3racks → 84 boîtes h75 mm
rack pour 6 boîtes h75 mm	NC1224 + 12racks
rack pour 4 boîtes h100 mm	NC1225 15racks → 60 boîtes h100 mm

