

Flacons pour milieu de culture



- en verre borosilicaté 3.3
- flacon col droit pour capuchon en métal

capacité	dim. (Øxh)	col	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			bord évasé		col droit	
100 ml	Ø 50 x 115 mm	Ø 29 mm	WG6200	les 10	WG6210	les 10
300 ml	Ø 70 x 168 mm	Ø 42 mm	WG6201	les 10	WG6211	les 10
500 ml	Ø 83 x 207 mm	Ø 42 mm	WG6202	les 10	WG6212	les 10
1 litre	Ø 105 x 237 mm	Ø 46 mm	WG6203	les 10	WG6213	les 10
2,5 litres	Ø 150 x 315 mm	Ø 50 mm	WG6204	l'unité	-	-
5 litres	Ø 185 x 390 mm	Ø 54 mm	WG6205	l'unité	-	-

Flacons de culture forme erlenmeyer



- en verre borosilicaté 3.3
- flacon col droit pour capuchon en métal

capacité	dim. (Øxh)	col	référence	Prix HT
100 ml	Ø 64 x 114 mm	Ø 38 mm	WG6220	les 10
200 ml	Ø 79 x 138 mm	Ø 38 mm	WG6221	les 10
250 ml	Ø 85 x 149 mm	Ø 38 mm	WG6222	les 10
300 ml	Ø 87 x 161 mm	Ø 38 mm	WG6223	les 10
500 ml	Ø 105 x 183 mm	Ø 38 mm	WG6224	les 10
1 litre	Ø 131 x 229 mm	Ø 38 mm	WG6225	les 10
2 litres	Ø 166 x 302 mm	Ø 38 mm	WG6226	les 10

Capuchons en métal



- pour flacon de culture col droit

matériel	col	référence	Prix HT
acier inoxydable	Ø 38 mm	WG6230	les 10
aluminium, anodisé bleu	Ø 38 mm	WG6231	les 10