

Dessiccateurs à vide avec couvercle et robinet

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- couvercle rodé en verre

volume	Ø intérieur	Ø extérieur x hauteur	RIN DN	référence	Prix HT
avec disque de porcelaine					
2,4 litres	172 mm	215 x 239 mm	24/29 150	WG5890	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 296 mm	24/29 200	WG5891	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 344 mm	24/29 250	WG5892	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 420 mm	24/29 300	WG5893	l'unité
sans disque de porcelaine					
700 ml	119 mm	153 x 174 mm	24/29 100	WG5894	l'unité
2,4 litres	172 mm	215 x 239 mm	24/29 150	WG5895	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 296 mm	24/29 200	WG5896	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 344 mm	24/29 250	WG5897	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 420 mm	24/29 300	WG5898	l'unité

Dessiccateurs à vide filetage GL 32

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- avec raccord à filetage type MOBILEX
- robinet avec pointe en PTFE

volume	Ø intérieur	Ø extérieur x hauteur	filetage DN	référence	Prix HT
avec disque de porcelaine					
2,4 litres	172 mm	215 x 239 mm	GL 32 150	WG5900	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 296 mm	GL 32 200	WG5901	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 344 mm	GL 32 250	WG5902	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 420 mm	GL 32 300	WG5903	l'unité
sans disque de porcelaine					
2,4 litres	172 mm	215 x 239 mm	GL 32 150	WG5904	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 296 mm	GL 32 200	WG5905	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 344 mm	GL 32 250	WG5906	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 420 mm	24/29 300	WG5907	l'unité

Dessiccateurs avec couvercle à bouton

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- sans raccord
- couvercle à bouton en verre

volume	Ø intérieur	Ø extérieur x hauteur	DN	référence	Prix HT
700 ml	119 mm	153 x 187 mm	100	WG5910	l'unité
2,4 litres	172 mm	215 x 252 mm	150	WG5911	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 309 mm	200	WG5912	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 357 mm	250	WG5913	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 433 mm	300	WG5914	l'unité

Parties inférieures de dessiccateur

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- sans raccord
- pour couvercle de tous les types

volume	Ø intérieur	Ø extérieur	hauteur total	hauteur DN	référence	Prix HT
700 ml	119 mm	153 mm	112 mm	58 mm	100	WG5920 l'unité
2,4 litres	172 mm	215 mm	154 mm	81 mm	150	WG5921 l'unité
5,8 litres	224 mm	270 mm	202 mm	115 mm	200	WG5922 l'unité
10,5 litres	274 mm	320 mm	235 mm	120 mm	250	WG5923 l'unité
18,5 litres	332 mm	380 mm	283 mm	150 mm	300	WG5924 l'unité