

Partie inférieure de dessiccateur avec bride à rainure circulaire

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- pour couvercle de tous les types

volume	Ø intérieur	Ø extérieur x hauteur	DN	référence	Prix HT
5,8 litres	224 mm	270 x 115 mm	200	WG5930	l'unité

Parties inférieures de dessiccateur 24/29

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- type Novus
- pour couvercle de tous les types

volume	Ø intérieur	Ø extérieur	DN	référence	Prix HT
700 ml	119 mm	153 x 112 mm	100	WG5940	l'unité
2,4 litres	172 mm	215 x 154 mm	150	WG5941	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 202 mm	200	WG5942	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 235 mm	250	WG5943	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 283 mm	300	WG5944	l'unité

Parties inférieures de dessiccateur GL 32

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- raccord à filetage, type Mobilex
- pour couvercle de tous les types

volume	Ø intérieur	Ø ext x hauteur	DN	référence	Prix HT
2,4 litres	172 mm	215 x 154 mm	150	WG5950	l'unité
5,8 litres	224 mm	270 x 202 mm	200	WG5951	l'unité
10,5 litres	274 mm	320 x 235 mm	250	WG5952	l'unité
18,5 litres	332 mm	380 x 283 mm	300	WG5953	l'unité

Couvercles pour dessiccateur avec bouton

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- pour partie inférieure de tous les types

DN	Ø intérieur	Ø extérieu	hauteur	référence	Prix HT
100	119 mm	153 ±2	75 mm	WG5960	l'unité
150	172 mm	215 ±2	98 mm	WG5961	l'unité
200	224 mm	270 ±2	107 mm	WG5962	l'unité
250	274 mm	320 ±2	122 mm	WG5963	l'unité
300	332 mm	380 ±2	150 mm	WG5964	l'unité