

Couvercles pour dessiccateur avec rainures

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- pour partie inférieur de tous les types

DN	Ø intérieur	Ø extérieur	hauteur	col	référence	Prix HT
150	172 mm	215 mm	85 mm	24/29	WG5970	l'unité
250	274 mm	320 mm	109 mm	24/29	WG5971	l'unité

Couvercles pour dessiccateur 24/29

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- type Novus
- pour partie inférieur de tous les types

DN	Ø intérieur	Ø extérieur	hauteur	col	référence	Prix HT
100	119 mm	153 mm	62 mm	24/29	WG5980	l'unité
150	172 mm	215 mm	85 mm	24/29	WG5981	l'unité
200	224 mm	270 mm	94 mm	24/29	WG5982	l'unité
250	274 mm	320 mm	109 mm	24/29	WG5983	l'unité
300	332 mm	380 mm	137 mm	24/29	WG5984	l'unité

Couvercles filetés pour dessiccateur

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- type Mobilex
- pour partie inférieur de tous les types

DN	Ø intérieur	Ø extérieur	hauteur	filetage	référence	Prix HT
150	172 mm	215 mm	85 mm	32	WG5990	l'unité
200	224 mm	270 mm	94 mm	32	WG5991	l'unité
250	274 mm	320 mm	109 mm	32	WG5992	l'unité
300	332 mm	380 mm	137 mm	32	WG5993	l'unité

Joints toriques pour dessiccateur



- en silicone (VMQ)
- pour dessiccateur à rainure
- température pouvant aller jusqu'à +200 °C

DN	Ø diamètre	hauteur	référence	Prix HT
200	236 mm	5,3 mm	WG6000	l'unité