

## Entonnoirs à poudre en verre borosilicaté 3.3

**VERRE**  
borosilicaté 3.3




- en verre borosilicaté 3.3
- à tige courte, et large
- résistance chimique et thermique

Ø sup. x h	tige x h	référence	Prix HT
Ø 55 x 60 mm	20 x 30 mm	WG5860	les 10
Ø 70 x 72 mm	22 x 30 mm	WG5861	les 10
Ø 80 x 79 mm	24 x 30 mm	WG5862	les 10
Ø 100 x 94 mm	26 x 30 mm	WG5863	les 10
Ø 120 x 105 mm	34 x 30 mm	WG5864	les 10
Ø 160 x 140 mm	35 x 30 mm	WG5865	l'unité
Ø 200 x 170 mm	40 x 30 mm	WG5866	l'unité

## Entonnoirs d'analyse pour filtration rapide

**VERRE**  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- filtration rapide
- résistance chimique et thermique

Ø sup. x h	tige x h	Ø papier filtre	référence	Prix HT
Ø 65 x 200 mm	9 x 150 mm	70/90 mm	WG5870	les 10
Ø 80 x 210 mm	9 x 150 mm	110/125 mm	WG5871	les 10
Ø 110 x 265 mm	9 x 180 mm	150/185 mm	WG5872	les 10

## Entonnoirs à rainures en verre borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- résistance chimique et thermique

Ø sup. x h	tige x h	Ø papier filtre	référence	Prix HT
Ø 70 x 125 mm	8 x 70 mm	110/125 mm	WG5880	les 10
Ø 80 x 140 mm	10 x 80 mm	125/150 mm	WG5881	les 10
Ø 100 x 180 mm	10 x 100 mm	150/185 mm	WG5882	les 10
Ø 150 x 266 mm	16 x 150 mm	240/270 mm	WG5883	les 10
Ø 200 x 326 mm	26 x 175 mm	320/385 mm	WG5884	l'unité