

Entonnoirs de Büchner filtrants avec tige rodée



- en verre borosilicaté 3.3
- disque en verre fritté
- rodage mâle

capacité	Ø plaque	porosité	rodage	référence	Prix HT
capacité 125 ml, Ø 71 x 180 mm					
125 ml	55 mm	P 3	19/26	GW5380	
	55 mm	P 3	24/29	GW5381	
capacité 500 ml, Ø 106 x 250 mm					
500 ml	95 mm	P 3	24/29	GW5383	



- en verre borosilicaté 3.3
- disque en verre fritté
- rodage mâle
- prise latérale pour vide

capacité	Ø plaque	porosité	rodage	référence	Prix HT
capacité 30 ml, Ø 40 x 160 mm					
30 ml	30 mm	P 4	19/26	GW5386	
capacité 80 ml, Ø 54 x 170 mm					
80 ml	40 mm	P 1	24/29	GW5387	
	40 mm	P 3	24/29	GW5389	
	40 mm	P 4	24/29	GW5390	
	40 mm	P 4	24/29	GW5390	
capacité 125 ml, Ø 71 x 180 mm					
125 ml	60 mm	P 1	24/29	GW5391	
	60 mm	P 2	24/29	GW5392	
	60 mm	P 3	24/29	GW5393	
	60 mm	P 4	24/29	GW5394	
capacité 500 ml, Ø 106 x 250 mm					
500 ml	95 mm	P 2	29/32	GW5395	
	95 mm	P 3	29/32	GW5396	
	95 mm	P 4	29/32	GW5397	

