

Entonnoirs filtrants de Büchner en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène



- en deux parties
- autoclavables à la vapeur à +121°C
- disque perforé inclus
- hauteur réservoir : 30 mm
- filtre Ø55 mm

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
40 ml	Ø45xh100 mm	H14600	
75 ml	Ø58xh219 mm	H14601	
175 ml	Ø74xh110 mm	H14602	
315 ml	Ø94xh178 mm	H14603	
875 ml	Ø130xh213 mm	H14604	

Entonnoirs filtrants de Büchner en polypropylène

Kartell

PLASTIQUE
polypropylène



- démontables
- autoclavables à la vapeur à +121°C,
- disque perforé en option

capacité	Ø sup.	h. tige	Ø pore	référence	Prix HT
40 ml	Ø42 mm	47 mm	1,2 mm	AX19437	
70 ml	Ø55 mm	57 mm	1,1 mm	AX19438	
180 ml	Ø70 mm	57 mm	2,0 mm	AX19439	
285 ml	Ø80 mm	65 mm	2,0 mm	AX19440	
390 ml	Ø90 mm	68 mm	2,5 mm	AX19441	
810 ml	Ø110 mm	92 mm	2,5 mm	AX19442	
2100 ml	Ø160 mm	105 mm	2,75 mm	AX19443	
6000 ml	Ø240 mm	143 mm	3,0 mm	AX19445	

Micro-entonnoirs filtrants cylindriques

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- plaque frittée Ø15 mm
- pour filtration de petites quantités

capacité	porosité	corps Ø x h	tige Ø x h	référence	Prix HT
8 ml	P 1	Ø18x135m	Ø8x40mm	GW5360 les5	
	P 2	Ø18x135m	Ø8x40mm	GW5361 les5	
	P 3	Ø18x135m	Ø8x40mm	GW5362 les5	

Entonnoirs filtrants cylindriques

PYREX®

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- plaque frittée :
Ø20 mm pour la capacité 50 ml et
Ø30 mm pour la capacité 130 ml
- pour filtration de précipités

capacité	porosité	corps Ø x h	plaque	référence	Prix HT
130 ml	P 1	Ø34x300m	Ø30mm	GW5370	l'unité
	P 2	Ø34x300m	Ø30mm	GW5371	l'unité
	P 3	Ø34x300m	Ø30mm	GW5372	l'unité
50 ml	P 1	Ø24x160m	Ø20mm	GW5373	les2
	P 2	Ø24x160m	Ø20mm	GW5374	les2
	P 3	Ø24x160m	Ø20mm	GW5375	les2
	P 4	Ø24x160m	Ø20mm	GW5376	les2
	P 5	Ø24x160m	Ø20mm	GW5377	les2