


VERRERIE - ENTONNOIRS FILTRANTS

Entonnoirs filtrants forme conique
AVEC disque filtre
en verre borosilicaté 3.3



capacité	Ø sup.	porosité	pores	référence	Prix HT
25 ml	Ø 55 mm	P 3	16 - 40 µm	TK1923	
25 ml	Ø 55 mm	P 4	10 - 16 µm	TK1924	

Entonnoirs d'analyse
pour filtration rapide



- en verre borosilicaté 3.3
- filtration rapide
- résistance chimique et thermique

Ø sup. x h	tige x h	Ø papier filtre	référence	Prix HT
Ø 65 x 200 mm	9 x 150 mm	70/90 mm	WG5870 les 10	
Ø 80 x 210 mm	9 x 150 mm	110/125 mm	WG5871 les 10	
Ø 110 x 265 mm	9 x 180 mm	150/185 mm	WG5872 les 10	

Entonnoirs filtrants de Büchner à fentes en verre borosilicaté 3.3



- entonnoirs livrés sans filtre

capacité	dim. (Ø x h)	Ø tige	papier filtre	référence	Prix HT
70 ml	Ø 48 x h 130 mm	10 mm	Ø 45 mm	GW2561	
125 ml	Ø 60 x h 140 mm	10 mm	Ø 55 mm	GW2562	
220 ml	Ø 73 x h 180 mm	18 mm	Ø 70 mm	GW2563	
500 ml	Ø 95 x h 240 mm	22 mm	Ø 90 mm	GW2564	
1000 ml	Ø 120 x h 280 mm	22 mm	Ø 110 mm	GW2565	



- entonnoirs livrés sans filtre

capacité	dim. (Ø x h)	Ø plaque	Ø tige	papier filtre	référence	Prix HT
70 ml	Ø 57 x h 132 mm	Ø 48 mm	Ø 10 mm	Ø 45 mm	GW2967	
125 ml	Ø 72 x h 140 mm	Ø 60 mm	Ø 10 mm	Ø 55 mm	GW2968	
220 ml	Ø 90 x h 190 mm	Ø 73 mm	Ø 18 mm	Ø 70 mm	GW2969	
500 ml	Ø 106 x h 240 mm	Ø 95 mm	Ø 22 mm	Ø 90 mm	GW2970	
1000 ml	Ø 136 x h 270 mm	Ø 120 mm	Ø 22 mm	Ø 110 mm	GW2971	