

## Semi-micro entonnoirs filtrants avec tige rodée

**PYREX®**  
VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- disque en verre fritté
- adaption sur tube

Ø entonnoir	Ø plaque	porosité	rodage	référence	Prix HT
Ø 30 mm	10 mm	P 3	10/19	GW5415	
Ø 30 mm	10 mm	P 3	14/23	GW5416	

## Tubes récepteurs pour semi-micro entonnoirs filtrants

**PYREX®**  
VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- avec rodage femelle, pour adapter un entonnoir de semi-micro filtration
- tubulure pour l'aération ou le raccordement à une source de vide

capacité	hauteur totale	rodage	référence	Prix HT
5 ml	95 mm	10/19	GW5417	
10 ml	130 mm	14/23	GW5418	

## Entonnoirs filtrants coniques avec tige rodée

**PYREX®**  
VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- disque en verre fritté
- cône en verre rodé intégral sur la tige, pour raccordement à des fioles de Büchner

Ø entonnoir	Ø plaque	porosité	rodage	référence	Prix HT
Ø 45 mm	20 mm	P 3	19/26	GW5410	
Ø 80 mm	20 mm	P 3	19/26	GW5411	

## Entonnoir filtrant conique avec plaque perforée

**PYREX®**  
VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- plaque perforée en verre : sert de support au papier filtre
- pour filtration quantitative dans le cas où le précipité doit être récupéré

Ø entonnoir	Ø plaque	rodage	référence	Prix HT
Ø 55 mm	24 mm	19/26	GW5419	