

Entonnoirs tige longue

PYREX®
VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- angle 60°
- tige 150 mm



Ø sup.	hauteur	tige Ø x h	papier filtre	référence	Prix HT
Ø 70 mm	205 mm	Ø 8 x 150 mm	70-90	GW5350	les 10
Ø 80 mm	215 mm	Ø 8 x 150 mm	90-150	GW5351	les 10
Ø 105 mm	237 mm	Ø 8 x 150 mm	150-185	GW5352	les 10

Entonnoirs à poudre en verre borosilicaté 3.3

DURAN GROUP
magic of precision
VERRE
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- à tige courte, et large
- résistance chimique et thermique



Ø sup. x h	tige x h	référence	Prix HT
Ø 55 x 60 mm	20 x 30 mm	WG5860	les 10
Ø 70 x 72 mm	22 x 30 mm	WG5861	les 10
Ø 80 x 79 mm	24 x 30 mm	WG5862	les 10
Ø 100 x 94 mm	26 x 30 mm	WG5863	les 10
Ø 120 x 105 mm	34 x 30 mm	WG5864	les 10
Ø 160 x 140 mm	35 x 30 mm	WG5865	l'unité
Ø 200 x 170 mm	40 x 30 mm	WG5866	l'unité

Entonnoirs à rainures en verre borosilicaté 3.3

DURAN GROUP
magic of precision
VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- résistance chimique et thermique

Ø sup. x h	tige x h	Ø papier filtre	référence	Prix HT
Ø 70 x 125 mm	8 x 70 mm	110/125 mm	WG5880	les 10
Ø 80 x 140 mm	10 x 80 mm	125/150 mm	WG5881	les 10
Ø 100 x 180 mm	10 x 100 mm	150/185 mm	WG5882	les 10
Ø 150 x 266 mm	16 x 150 mm	240/270 mm	WG5883	les 10
Ø 200 x 326 mm	26 x 175 mm	320/385 mm	WG5884	l'unité

Entonnoirs rodés en verre borosilicaté 3.3

PYREX®
VERRE
borosilicaté 3.3
PYREX
QUICKFIT®
U.K.

- tige avec rodage Quickfit®
- transfert de poudres dans des récipients avec rodage Quickfit®



Ø sup.	rodage	référence	Prix HT
Ø 105 mm	19/26	SW2219	
Ø 105 mm	24/29	SW2224	
Ø 105 mm	29/32	SW2229	
Ø 105 mm	34/35	SW2234	