

Entonnoirs, tige courte
en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3



Ø sup.	tige Ø x L	réf.	Prix HT
Ø 30 mm	Ø 6 x 30 mm	MR5010 les 10	
Ø 35 mm	Ø 6 x 35 mm	MR5011 les 10	
Ø 40 mm	Ø 6 x 40 mm	MR5012 les 10	
Ø 45 mm	Ø 6 x 45 mm	MR5013 les 10	
Ø 50 mm	Ø 7 x 50 mm	MR5014 les 10	
Ø 55 mm	Ø 8 x 55 mm	MR5015 les 10	
Ø 60 mm	Ø 8 x 60 mm	MR5016 les 10	
Ø 70 mm	Ø 8 x 70 mm	MR5017 les 10	
Ø 80 mm	Ø 9 x 80 mm	MR5018 les 10	
Ø 100 mm	Ø 10 x 100 mm	MR5019 les 10	
Ø 125 mm	Ø 16 x 125 mm	MR5020 les 10	
Ø 150 mm	Ø 16 x 150 mm	MR5021 les 10	
Ø 200 mm	Ø 24 x 200 mm	MR5022 les 6	
Ø 250 mm	Ø 30 x 250 mm	MR5023 les 2	

- conformes à la norme DIN 12445
- surfaces lisses
- angle : 60°
- tige courte et rectifiée en biais
- longueur de la tige ≈ diamètre

Entonnoirs tige courte
en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3




- conformément à la norme ISO 4798
- en verre borosilicaté 3.3
- angle 60°
- tige courte

Ø sup.	tige Ø x L	réf.	Prix HT
Ø 40 mm	Ø 7 x 40 mm	CT5450	
Ø 50 mm	Ø 7 x 50 mm	CT5451	
Ø 60 mm	Ø 8 x 60 mm	CT5452	
Ø 75 mm	Ø 9 x 75 mm	CT5453	
Ø 90 mm	Ø 11 x 90 mm	CT5454	
Ø 100 mm	Ø 13 x 100 mm	CT5455	
Ø 120 mm	Ø 15 x 120 mm	CT5456	
Ø 150 mm	Ø 17 x 150 mm	CT5457	
Ø 180 mm	Ø 18 x 150 mm	CT5458	
Ø 210 mm	Ø 21 x 160 mm	CT5459	
Ø 240 mm	Ø 24 x 180 mm	CT5460	
Ø 300 mm	Ø 26 x 200 mm	CT5461	

Entonnoirs tige longue
en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3



- conformément à la norme DIN 12446
- en verre borosilicaté
- avec surfaces lisses
- angle : 60°
- longueur de la tige : 150 mm approximativement

diamètre	Ø tige	référence	Prix HT
Ø 45 mm	Ø 6 x 150 mm	MR5030 les 10	
Ø 55 mm	Ø 8 x 150 mm	MR5031 les 10	
Ø 70 mm	Ø 8 x 150 mm	MR5032 les 10	
Ø 80 mm	Ø 9 x 150 mm	MR5033 les 10	
Ø 100 mm	Ø 10 x 150 mm	MR5033 les 10	