

Blouses jaunes en SMS

EPI Cat. I

i Protection contre les infections et les fluides.



- usage unique
- en SMS : 1 couche de polypropylène obtenue par extrusion-soufflage insérée entre 2 couches de polypropylène obtenues par filage-nappage, solide, résistant aux fluides, doux, respirant, 23,5 g/m²
- confection : scellées aux ultrasons
- sans col, sans poche
- grande ouverture pour le passage de la tête, fermeture Flexneck à double élastique au niveau du cou
- passe-pouces, poignets élastiques
- fermeture dorsale à lacets
- coloris jaune
- en sachet



taille	coloris	g/m ²	référence	Prix HT
unique (XL)	●	23,5 g/m ²	KH8002 les 100	

Blouses coutures bordées en polyéthylène

EPI Cat. III

Conformes aux normes :

- EN 1149-1 (antistatique)
- EN ISO 13982-1 (risques chimiques Type 5)
- EN 13034 (risques chimiques Type 6)
- EN 14126 (risques biologiques)
- EN 1073-2 (risques radioactifs)



- film en polyéthylène microporeux, étanches aux protections de liquides et aérosols
- matière respirante
- limite les contaminations dans les zones contrôlées
- peu pelucheuse
- protège contre les particules, projections liquides, vaporisations
- anti-statique sur les deux faces
- en sachet individuel

taille	référence	Prix HT
Taille 2/3 - M/ L	KH8670 les 50	
Taille 4/5 - XL/XXL	KH8671 les 50	

Tabliers blouses en CPE

EPI Cat. I



- usage unique
- en CPE (co-polyester à base d'acide téréphthalique), épaisseur 35 µm
- confection : découpe, pliage, soudure
- sans col, sans poche
- manches longues avec passe-pouce
- fermeture dorsale par liens
- protection plus large qu'un tablier traditionnel
- coloris bleu
- taille unique, dim. 119 x 128 cm
- en boîtes de 15 pièces



taille	coloris	ép.	référence	Prix HT
unique 119 x 128 cm	●	35 µm	KH8043 les 75	

Blouses imperméables en PP enduit de PE

EPI Cat. I



- usage unique
- en polypropylène enduit de polyéthylène 40 g/m²
- confection : scellées aux ultrasons
- sans col, sans poche
- grande ouverture pour le passage de la tête, fermeture Flexneck à double élastique au niveau du cou
- passe-pouces, poignets élastiques
- fermeture dorsale à lacets
- coloris bleu ciel
- en sachet



taille	coloris	g/m ²	référence	Prix HT
unique (XL)	●	40 g/m ²	KH8001 les 100	