

Micro-bougies filtrantes à tube étroit



• en verre borosilicaté 3.3

dim. (Øxh)	porosité	dim filtre. (Øxh)	référence	Prix HT
Ø 8 x 200 mm	0	Ø 13 x 25 mm	WG5830 les 10	
Ø 8 x 200 mm	1	Ø 13 x 25 mm	WG5831 les 10	
Ø 8 x 200 mm	2	Ø 13 x 25 mm	WG5832 les 10	
Ø 8 x 200 mm	3	Ø 13 x 25 mm	WG5833 les 10	
Ø 8 x 200 mm	4	Ø 13 x 25 mm	WG5834 les 10	

Micro-entonnoirs filtrants



• en verre borosilicaté 3.3

capacité	diamètre	diamètre	porosité	référence	Prix HT
2 ml	10 mm	6 mm	1	WG5840 les 10	
2 ml	10 mm	6 mm	2	WG5841 les 10	
2 ml	10 mm	6 mm	3	WG5842 les 10	
2 ml	10 mm	6 mm	4	WG5843 les 10	

Tubes d'Allihn filtrants



• en verre borosilicaté 3.3

capacité	diamètre	diamètre	porosité	référence	Prix HT
30 ml	20 mm	9 mm	1	WG5850 les 10	
30 ml	20 mm	9 mm	2	WG5851 les 10	
30 ml	20 mm	9 mm	3	WG5852 les 10	
30 ml	20 mm	9 mm	4	WG5853 les 10	