

## Flacons épaules rondes, col rodé étroit

- \* bouchon rodé en verre
- température d'utilisation jusqu' à +100°C
- en verre claire ou en verre ambré, pour le stockage des échantillons photosensibles

capacité	col	flacon	verre clair		verre ambré	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
30 ml	Ø 18 mm	Ø 40 x 76 mm	CT5360	les 12	CT5370	les 12
60 ml	Ø 22 mm	Ø 46 x 85 mm	CT5361	les 12	CT5371	les 12
125 ml	Ø 24 mm	Ø 57 x 110 mm	CT5362	les 12	CT5372	les 12
250 ml	Ø 27 mm	Ø 70 x 135 mm	CT5363	les 12	CT5373	les 12
500 ml	Ø 33 mm	Ø 85 x 172 mm	CT5364	les 8	CT5374	les 8
1 litre	Ø 38 mm	Ø 106 x 202 mm	CT5365	les 6	CT5375	les 6
2,5 litres	Ø 48 mm	Ø 145 x 270 mm	CT5366	l'unité	CT5376	l'unité
5 litres	Ø 58 mm	Ø 185 x 338 mm	CT5367	l'unité	CT5377	l'unité



## Flacons épaules rondes, col rodé large

- bouchon rodé en verre
- température d'utilisation jusqu' à +100°C
- en verre claire ou en verre ambré, pour le stockage des échantillons photosensibles

capacité	col	flacon	verre clair		verre ambré	
			référence	Prix HT	référence	Prix HT
30 ml	Ø 25 mm	Ø 40 x 72 mm	CT5380	les 12	CT5390	les 12
60 ml	Ø 30 mm	Ø 46 x 80 mm	CT5381	les 12	CT5391	les 12
125 ml	Ø 38 mm	Ø 57 x 108 mm	CT5382	les 12	CT5392	les 12
250 ml	Ø 50 mm	Ø 70 x 130 mm	CT5383	les 12	CT5393	les 12
500 ml	Ø 58 mm	Ø 85 x 165 mm	CT5384	les 8	CT5394	les 8
1 litre	Ø 65 mm	Ø 106 x 188 mm	CT5385	les 6	CT5395	les 6
2,5 litres	Ø 90 mm	Ø 145 x 260 mm	CT5386	l'unité	CT5396	l'unité
5 litres	Ø 105 mm	Ø 185 x 330 mm	CT5387	l'unité	CT5397	l'unité

