

Flacons à col large, double paroi



VERRE
borosilicaté 3.3

- verre borosilicate 3.3 DURAN
- enveloppe en verre permettant d'isoler le contenu de l'environnement extérieur
- capuchon fileté et bague anti-goutte en PP (bleu)
- graduations émaillées blanches

capacité	col	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
500 ml	GL80	Ø 110x 175 mm	WG1290	l'unité
1 litre	GL80	Ø 110 x 175mm	WG1291	l'unité

Flacons de production et de stockage



VERRE
borosilicaté 3.3

- verre borosilicate 3.3 DURAN
- résistance durable aux sollicitations thermiques
- paroi épaisse permettant une meilleure stabilité mécanique
- code de traçabilité
- peut être dépyrogénéisé, autoclavé, stérilisé
- graduations émaillées blanches

capacité	col	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
10 litres	GL80	Ø 228x 385 mm	WG1300	l'unité
20 litres	GL80	Ø 289x 480mm	WG1301	l'unité

Flacons de production et de stockage, GL80, en verre gainé



VERRE
borosilicaté 3.3

- verre borosilicate 3.3 DURAN
- gainage synthétique
- résistance durable aux sollicitations thermiques
- paroi épaisse permettant une meilleure stabilité mécanique
- code de traçabilité
- peut être dépyrogénéisé, autoclavé, stérilisé
- graduations émaillées blanches

capacité	col	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
10 litres	GL80	Ø 228x 385 mm	WG1310	l'unité
20 litres	GL80	Ø 289x 480mm	WG1311	l'unité