

Flacons GL45 à entraînement magnétique



- intégralement autoclavables à +121°C
- température jusqu'à +140°C
- entraînement par agitateur magnétique
- vitesse : jusqu'à 500 tr/min
- agitateur à deux ailettes rétractables
- capuchon à vis GL45 en PP avec 3 ports GL14 : 1 un port central pour la tige et 2 ports latéraux pour tuyaux 1,6 mm \varnothing <math>< 6,0</math> mm, filtres seringues ou capuchons aveugles
- livrés avec tige d'agitation, capuchon GL45 à 3 ports et 2 capuchons secondaires GL14

Tige d'agitation magnétique

Mélange de liquides, dissolution de matières solides.



désignation	Prix HT
-------------	---------

GW2748 Flacon 500 ml avec tige d'agitation	
--------------------------------------------	--

GW2749 Flacon 1000 ml avec tige d'agitation	
---------------------------------------------	--

accessoires de rechange

GW2750 Agitateur à ailettes

GW2751 Capuchon de rechange

Réacteur avec agitateur magnétique



- matériaux : PP, PTFE, PEEK, acier inox
- les raccords disponibles permettent d'introduire ou de prélever des matières en cours de mélange
- tige d'agitation interchangeable
- vitesse : jusqu'à 500 tr/min
- résistance à la chaleur +140°C



- les réacteur agitateurs sont livrés complets avec :
 - 1 agitateur magnétique à ancre,
 - 1 flacon DURAN® GL80,
 - 1 capuchon fileté GL80 (en PP gris/bleu) avec 4 ports secondaires : 2 ports GL14 et 2 ports GL18,
 - 1 capuchon fileté GL14 (en PP,bleu),
 - 2 capuchons filetés GL14 (en PBT, rouge),
 - 2 capuchons filetés GL18 (en PBT, rouge)

référence	Prix HT
-----------	---------

Réacteurs agitateurs complets	
--------------------------------------	--

WG1360 Réacteur agitateur 250 ml , l'unité	
--------------------------------------------	--

WG1361 Réacteur agitateur 1 litre, l'unité	
--------------------------------------------	--

WG1362 Réacteur agitateur 2 litres, l'unité	
---------------------------------------------	--

accessoires de rechange

WG1363 Capuchon GL80 de rechange, avec tige d'agitation à ancre et 4 ports secondaires, l'unité	
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--

WG1364 Agitateur à ailettes, l'unité	
--------------------------------------	--

WG1365 Agitateur à ancre de rechange, l'unité	
-----------------------------------------------	--

WG1366 Capuchon fileté GL80, en PP bleu/gris de rechange, l'unité	
-------------------------------------------------------------------	--

WG1367 Tige en acier inox de rechange, l'unité	
------------------------------------------------	--