

## Flacons à col large en verre sodocalcique



- col rodé en verre, bouchon tête plate
- résistance à la chaleur +100°C

capacité	col	flacon	référence		Prix HT		référence		prix HT		référence		prix HT	
			verre clair sans bouchon		verre clair avec bouchon RIN		verre ambré sans bouchon		verre ambré avec bouchon					
50 ml	24/20	Ø 44 x 79 mm	WG1450	les 10	WG1455	les 10								
100 ml	29/22	Ø 52 x 97 mm	WG1451	les 10	WG1456	les 10	WG1460	les 10	WG1464	les 10				
250 ml	34/35	Ø 71 x 129 mm	WG1452	les 10	WG1457	les 10	WG1461	les 10	WG1465	les 10				
500 ml	45/40	Ø 86 x 164 mm	WG1453	les 10	WG1458	les 10	WG1462	les 10	WG1466	les 10				
1 litre	60/46	Ø 107 x 200 mm	WG1454	les 10	WG1459	les 10	WG1463	les 10	WG1467	les 10				

## Flacons à col étroit en verre sodocalcique



- col rodé en verre, bouchon tête plate
- résistance à la chaleur +100°C

capacité	col	flacon	référence		Prix HT		référence		prix HT		référence		prix HT	
			verre clair sans bouchon		verre clair avec bouchon RIN		verre ambré sans bouchon		verre ambré avec bouchon					
50 ml	14/15	Ø 42 x 80 mm					WG1480	les 10	WG1485	les 10				
100 ml	14/15	Ø 52 x 96 mm	WG1470	les 10	WG1474	les 10	WG1481	les 10	WG1486	les 10				
250 ml	19/26	Ø 72 x 130 mm	WG1471	les 10	WG1475	les 10	WG1482	les 10	WG1487	les 10				
500 ml	24/29	Ø 89 x 165 mm	WG1472	les 10	WG1476	les 10	WG1483	les 10	WG1488	les 10				
1 litre	29/32	Ø 110 x 200 mm	WG1473	les 10	WG1477	les 10	WG1484	les 10	WG1489	les 10				