

RÉSERVOIRS À RÉACTIFS

Réservoirs à réactif stériles 25 ml

capacité

25 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène blanc
- à usage unique
- parois inclinées, graduées
- fond en V évitant toute perte de réactif
- base renforcée très stable
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- stériles, en emballage individuel

référence

Prix HT

BL1012 Réservoirs stériles 25 ml, les 100

Réservoirs à réactif stériles 55 ml

capacité

55 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène blanc
- à usage unique
- parois inclinées
- fond en V évitant toute perte de réactif
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. intérieures : 106 x 40 x h26 mm
- modèles stériles, en emballage individuel

référence

Prix HT

WH2063 Réservoirs 55 ml, en vrac, les 100

BL1014 Réservoirs stériles 55 ml, les 50



Réservoirs à réactif transparents 55 ml

capacité

55 ml

PLASTIQUE
PVC



- en PVC transparent
- parois inclinées
- fond en V évitant toute perte de réactif
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. intérieures : 106 x 40 x h26 mm
- livrés en vrac

référence

Prix HT

BL1016 Réservoirs 55 ml, les 100


Réservoirs à réactif stériles 25 ml

capacité

25 ml

PLASTIQUE
polystyrène

APTACA



- en polystyrène thermoformé blanc
- à usage unique
- sections de drainage
- paroi interne graduée à 25 ml
- bords verseurs sur chaque coin
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- dim. : 147 x 60 x h25 mm
- en emballage par 10

référence

Prix HT

PP4580 Réservoirs 25 ml, les 1000

PP4582 Réservoirs stériles 25 ml, les 1000