

RÉSERVOIRS À RÉACTIFS

Réservoirs à réactif stériles 100 ml

capacité
100 ml

PLASTIQUE
polystyrène



- en polystyrène blanc
- usage unique
- parois droites, graduées
- base renforcée très stable
- becs verseurs aux 4 coins
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- stériles, emballage individuel

référence


Prix HT

BL1015 Réservoirs 100 ml, les 50

Réservoirs à réactif double face 12 x 5 ml / 1 x 50 ml

capacité
12x5 / 50 ml

PLASTIQUE
polypropylène



- en polypropylène
- résistant aux produits chimiques, alcools et solvants organiques doux
- parois inclinées, fond en V
- pour pipettes monocanal ou multi-canaux
- double face :
 - face avant : 12 compartiments x 5 ml avec repère numérique
 - face arrière : 1 compartiment 50 ml
- 5 couleurs assorties : bleu, vert, rouge, jaune et transparent

référence


Prix HT

BL1018 Réservoirs double face, les 25

Réservoirs à réactif 50 ml

capacité
50 ml

PLASTIQUE
polypropylène



- en polypropylène blanc
- autoclavables
- large base garantissant rigidité et stabilité
- fond en V pour maximiser la quantité de liquide accessible aux pointes de pipette et pour pipeter un volume de liquide jusqu'à 5 ml
- becs verseurs sur tous les coins pour faciliter le versement
- dim. 148 x 61 x 26 mm
- réservoirs stériles en emballage individuel
Flow pack, réservoirs non stériles en emballage par 50

référence

Prix HT

CT4930 Réservoirs 50 ml, les 500

CT4931 Réservoirs stériles 50 ml, les 250