

Micropipettes Transfertpette®S volume fixe

certification
IVD 98/79/CE

- grand bouton de pipetage central
- éjecteur séparé
- utilisation d'une main pour droitiers et gauchers
- entièrement autoclavable à +121°C
- technique Easy Calibration : ajustage sans outils
- course de seulement 12,5 mm : réduit le risque de troubles musculosquelettiques
- piston et éjecteur résistants à la corrosion
- code-couleur
- résistent aux rayons ultraviolets
- conformes à la directive CE/IVD
- livrées avec certificat de qualité, 1 support pour étagère et graisse de silicone



volume	exactitude	reproductibilité	filtre	référence	Prix HT
10 µl	±1,0 %	±0,5 %	●	BD0010	
20 µl	±0,8 %	±0,4 %	●	BD0020	
25 µl	±0,8 %	±0,4 %	●	BD0025	
50 µl	±0,8 %	±0,4 %	●	BD0050	
100 µl	±0,6 %	±0,2 %	●	BD0100	
200 µl	±0,6 %	±0,2 %	●	BD0200	
500 µl	±0,6 %	±0,2 %	●	BD0500	
1000 µl	±0,6 %	±0,2 %	●	BD1000	
2000 µl	±0,8 %	±0,3 %	●	BD2000	

accessoires

support d'étagère supplémentaire, pour 1 micropipette	1	BD0001
support mural pour 1 micropipette	2	BD0002
portoir carrousel pour 6 micropipettes	3	BD0003


packs de micropipettes Transfertpette®S à volume variable	référence	Prix HT
Kit de démarrage micro Transfertpette®S : 3 pipettes (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 10-100 µl), 3 supports pour étagère	BD3091	
Kit de démarrage midi Transfertpette®S : 3 pipettes (2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), 3 supports pour étagère	BD3092	
Kit de démarrage macro Transfertpette®S : 3 pipettes (100-1000 µl, 500-5000 µl, 1000- µl), 3 supports pour étagère	BD3093	
Kit de démarrage standard Transfertpette®S : 3 pipettes (0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl), 3 supports pour étagère	BD3094	
Pack 1 de pipettes Transfertpette®S : 5 pipettes (0,1-2,5 µl, 0,5-10 µl, 2-20 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl), support de table pour 6 appareils	BD3095	
Pack 2 de pipettes Transfertpette®S : 5 pipettes (0,5-10 µl, 10-100 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl, 500-5000 µl), support de table pour 6 appareils	BD3096	

Micropipettes Transferpette® S volume variable

- grand bouton de pipetage central
- éjecteur séparé
- réglage du volume grâce à une molette, protection contre une modification involontaire du réglage
- affichage du volume à 4 chiffres
- utilisation à une main pour droitiers et gauchers
- entièrement autoclavable à +121°C
- technique Easy Calibration : ajustage sans outils
- course de seulement 12,5 mm : réduit le risque de troubles musculo-squelettiques
- piston et éjecteur résistants à la corrosion
- code-couleur
- résistent aux rayons ultraviolets
- livrées avec certificat de qualité, support pour étagère et graisse de silicone

Micropipettes multicanaux

- chargement et éjection faciles des pointes grâce à des joints toriques
- unité de pipetage rotative sur 360° pour un travail individuel
- porte-pointes individuels et joints faciles à dévisser pour nettoyage ou remplacement
- livrées avec 1 certificat de qualité, 1 support pour étagère, de la graisse de silicone, 2 boîtes de pointes, 1 réservoir à réactif et 1 jeu de joints d'étanchéité en silicone



volume	exactitude	reprod.	subdivisions	couleur	référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume variable						
0,1 à 1 µl	±2,0 %	±1,2 %	0,001 µl	●	BD3000	
0,1 à 2,5 µl	±1,4 %	±0,7 %	0,002 µl	●	BD3001	
0,5 à 10 µl	±1,0 %	±0,5 %	0,01 µl	●	BD3002	
2 à 20 µl	±0,8 %	±0,4 %	0,02 µl	●	BD3003	
5 à 50 µl	±0,8 %	±0,3 %	0,05 µl	●	BD3004	
10 à 100 µl	±0,6 %	±0,2 %	0,1 µl	●	BD3005	
20 à 200 µl	±0,6 %	±0,2%	0,2 µl	●	BD3006	
100 à 1000 µl	±0,6 %	±0,2 %	1 µl	●	BD3007	
500 à 5000 µl	±0,6 %	±0,2 %	5 µl	●	BD3008	
1000 à µl	±0,6 %	±0,2 %	10 µl	●	BD3009	
micropipettes 8 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	±1,6 %	±1,0 %	0,01 µl	●	BD3011	
5 à 50 µl	±0,8 %	±0,4 %	0,05 µl	●	BD3012	
10 à 100 µl	±0,8 %	±0,3 %	0,1 µl	●	BD3013	
20 à 200 µl	±0,8 %	±0,3 %	0,2 µl	●	BD3014	
30 à 300 µl	±0,6 %	±0,3 %	0,5 µl	●	BD3015	
micropipettes 12 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	±1,6 %	±1,0 %	0,01 µl	●	BD3061	
5 à 50 µl	±0,8 %	±0,4 %	0,05 µl	●	BD3062	
10 à 100 µl	±0,8 %	±0,3 %	0,1 µl	●	BD3063	
20 à 200 µl	±0,8 %	±0,3 %	0,2 µl	●	BD3064	
30 à 300 µl	±0,6 %	±0,3 %	0,5 µl	●	BD3065	
accessoires						
support d'étagère supplémentaire, pour 1 micropipette					BD0001	
support mural pour 1 micropipette					BD0002	
portoir carrousel pour 6 micropipettes					BD0003	
filtres pour micropipettes monocanal 500-5000 µl, les 25					BD0004	
filtres pour micropipettes monocanal 1000- µl, les 25					BD0005	