

PIPETTES GRADUÉES CLASSE AS

Pipettes graduées à bulbe classe AS - type 3 zéro en haut, écoulement total



- conformes à la norme ISO 835 (sauf *)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité



désignation	Prix HT
TK1460	Certificat de conformité

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	± 0,006 ml	TK1370	
1 ml	0,01 ml	± 0,007 ml	TK1371	
2 ml	0,02 ml	± 0,010 ml	TK1372	
5 ml	0,05 ml	± 0,030 ml	TK1373	
10 ml	0,10 ml	± 0,050 ml	TK1374	
20 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1375	*
25 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1376	
50 ml	0,10 ml	± 0,200 ml	TK1377	*
100 ml	0,20 ml	± 0,200 ml	TK1378	*

Pipettes graduées classe AS - type 3 zéro en haut, écoulement total



- conformes à la norme ISO 835
- code couleur pour un repérage aisé des capacités



capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0.5 ml	0,01 ml	± 0,006 ml	TK1430	
1 ml	0,01 ml	± 0,007 ml	TK1431	
2 ml	0,02 ml	± 0,010 ml	TK1432	
5 ml	0,05 ml	± 0,030 ml	TK1433	
10 ml	0,10 ml	± 0,050 ml	TK1434	
20 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1435	*
25 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1436	
50 ml	0,10 ml	± 0,200 ml	TK1437	*
100 ml	0,20 ml	± 0,200 ml	TK1438	*

* Non conformes à la norme ISO 835.

Pipettes graduées classe AS - type 3 pipettes graduées Type 3 : zéro en haut, écoulement total



- verre AR-GLAS®
- certifiées conformes à la norme ISO 835
- numéro de lot et certificat de lot, certificat individuel sur demande
- temps d'attente 5 sec.
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur



capacité	graduation	tolérance	pourcoton	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	-	BD5440	
	0,01 ml	±0,007 ml	-	BD5441	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	oui	BD5442	
	0,10 ml	±0,007 ml	-	BD5443	
	0,01 ml	±0,010 ml	-	BD5444	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	-	BD5445	
	0,02 ml	±0,010 ml	oui	BD5446	
	0,10 ml	±0,010 ml	-	BD5447	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	oui	BD5448	
	0,10 ml	±0,030 ml	oui	BD5449	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	oui	BD5450	
20 ml	0,10 ml	±0,100 ml	oui	BD5451	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	oui	BD5452	
50 ml	0,50 ml	±0,200 ml	oui	BD5453	

Pipette graduée classe AS - Type 3 pipettes graduées Type 3 : zéro en haut, écoulement total



capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			sans certificat		avec certificat	
* 0,1 ml*	0,001 ml	±0,006 ml	MR4150		-	
0,2 ml	0,001 ml	±0,006 ml	MR4151		-	
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	MR4152		-	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	MR4153		MR4173	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	MR4154		MR4174	
2 ml	0,1 ml	±0,010 ml	MR4155		-	
5 ml	0,1 ml	±0,030 ml	MR4156		MR4176	
10 ml	0,1 ml	±0,050 ml	MR4157		MR4177	
20 ml	0,1 ml	±0,10 ml	MR4158		MR4178	
25 ml	0,1 ml	±0,10 ml	MR4159		MR4179	
50 ml	0,1 ml	±0,20 ml	MR4160		-	