

PIPETTES GRADUÉES CLASSE AS

Pipettes graduées classe AS - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total


Pipettes graduées classe AS - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total

MBL®
VERRE sodocalcique
Classe AS Type 2
graduations ambrées

- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées : bonne résistance et garantie de délais d'écoulement corrects
- graduations indélébiles
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 secondes
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	PW3700 les 2	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	PW3701 les 2	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	PW3702 les 2	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	PW3703 les 2	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	PW3704 les 2	



BRAND
VERRE sodocalcique
Classe AS Type 2
graduations bleues

- verre AR-GLAS®
- certifiées conformes à la norme ISO 835
- numéro de lot et certificat de lot, certificat individuel sur demande
- temps d'attente 5 sec.
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- modèles avec extrémité supérieure pour le coton

capacité	grad.	tolérance	longueur	pour coton	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	360 mm	-	BD5420	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	360 mm	-	BD5421	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	360 mm	oui	BD5422	
1 ml	0,10 ml	±0,007 ml	360 mm	-	BD5423	
2 ml	0,01 ml	±0,01 ml	360 mm	oui	BD5424	
2 ml	0,02 ml	±0,02 ml	360 mm	-	BD5425	
2 ml	0,02 ml	±0,02 ml	360 mm	oui	BD5426	
2 ml	0,10 ml	±0,10 ml	360 mm	-	BD5427	
5 ml	0,05 ml	±0,05 ml	360 mm	oui	BD5428	
5 ml	0,10 ml	±0,10 ml	360 mm	oui	BD5429	
10 ml	0,10 ml	±0,05 ml	360 mm	oui	BD5430	
20 ml	0,10 ml	±0,10 ml	360 mm	oui	BD5431	
25 ml	0,10 ml	±0,10 ml	450 mm	oui	BD5432	
50 ml	0,50 ml	±0,20 ml	450 mm	oui	BD5433	



Pipettes graduées classe AS - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total

HIRSCHMANN®
VERRE sodocalcique
Classe AS Type 2
graduations ambrées / bleues



- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (sauf modèles 25 ml et 50 ml longueur 450 mm)
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			graduations ambrées		graduations bleues	
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	HL3329		HL3429	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3333		HL3433	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3335		HL3435	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3341		HL3441	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3342		HL3442	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3353		HL3453	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3354		HL3454	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3360		HL3460	
20 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3365		HL3465	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3370		HL3470	

