

# PIPETTES GRADUÉES CLASSE AS

## Pipettes graduées classe AS - type 1

pipettes graduées Type 1 : zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel



- certifiées conformes à la norme ISO 835, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,10 ml	±0,007 ml	TK1400	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	TK1401 *	
2 ml	0,10 ml	±0,010 ml	TK1402	
2 ml	0,01 ml	±0,010 ml	TK1403 *	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	TK1404	
5 ml	0,10 ml	±0,030 ml	TK1405 *	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	TK1406	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	TK1407	
20 ml	0,10 ml	±0,100 ml	TK1408 *	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	TK1409	
50 ml	0,20 ml	±0,200 ml	TK1410 *	
100 ml	0,20 ml	±0,200 ml	TK1411 *	

\* Non conformes à la norme ISO 835.



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées : bonne résistance et garantie de délais d'écoulement corrects
- graduations indélébiles
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 secondes
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	PW3500 les 2	
2 ml	0,02 ml	±0,010 ml	PW3501 les 2	
5 ml	0,05 ml	±0,030 ml	PW3502 les 2	
10 ml	0,10 ml	±0,050 ml	PW3503 les 2	
25 ml	0,10 ml	±0,100 ml	PW3504 les 2	



## Pipettes graduées classe AS - type 1

pipettes graduées Type 1 : zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel




- verre AR-GLAS®
- certifiées conformes à la norme ISO 835
- numéro de lot et certificat de lot, certificat individuel sur demande
- temps d'attente 5 sec.
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- modèles avec extrémité supérieur pour le coton

capacité	grad.	tolérance	longueur	pour coton	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	360 mm	-	BD5410	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	360 mm	-	BD5411	
2 ml	0,01 ml	±0,01 ml	360 mm	-	BD5412	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	360 mm	-	BD5413	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	360 mm	oui	BD5414	
10 ml	0,10 ml	±0,05 ml	360 mm	oui	BD5415	
25 ml	0,10 ml	±0,1 ml	450 mm	oui	BD1516	



## Pipettes graduées classe AS - type 1

pipettes graduées Type 1 : zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume choisi, écoulement partiel



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (450 mm pour 25 ml)
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-dessous

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,5 ml	0,01 ml	±0,006 ml	HL3229	
1 ml	0,01 ml	±0,007 ml	HL3233	
1 ml	0,1 ml	±0,007 ml	HL3235	
2 ml	0,02 ml	±0,01 ml	HL3241	
2 ml	0,1 ml	±0,01 ml	HL3242	
5 ml	0,05 ml	±0,03 ml	HL3253	
5 ml	0,1 ml	±0,03 ml	HL3254	
10 ml	0,1 ml	±0,05 ml	HL3260	
25 ml	0,1 ml	±0,1 ml	HL3270	

