

# PIPETTES GRADUÉES CLASSE B

## Pipettes graduées classe B - type 1

pipettes graduées Type 1 :

zéro en haut, volume nominal entre le 0 et le volume sélectionné, écoulement partiel



- certifiées conformes à la norme ISO 835, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,10 ml	±0,01 ml	TK1415	
1 ml	0,01 ml	±0,01 ml	TK1416	
2 ml	0,10 ml	±0,02 ml	TK1417	
2 ml	0,01 ml	±0,02 ml	TK1418 *	
2 ml	0,02 ml	±0,02 ml	TK1419	
5 ml	0,10 ml	±0,05 ml	TK1420	
5 ml	0,05 ml	±0,05 ml	TK1421	
10 ml	0,10 ml	±0,10 ml	TK1422	
20 ml	0,10 ml	±0,20 ml	TK1423 *	
25 ml	0,10 ml	±0,20 ml	TK1424	
50 ml	0,20 ml	±0,40 ml	TK1425 *	
100 ml	0,20 ml	±0,40 ml	TK1426 *	

\* Non conformes à la norme ISO 835.




## Pipettes graduées classe B - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- pointes renforcées offrant une bonne résistance et garantissant des délais d'écoulement corrects
- graduations ambrées indélébiles résistant aux solutions de nettoyage agressives
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- temps d'attente 5 s

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,01 ml	PW3800	les 5
2 ml	0,02 ml	±0,02 ml	PW3801	les 5
5 ml	0,05 ml	±0,05 ml	PW3802	les 5
10 ml	0,10 ml	±0,10 ml	PW3803	les 5
25 ml	0,10 ml	±0,20 ml	PW3804	les 5



## Pipettes graduées classe B - type 2

pipettes graduées Type 2 : zéro à la pointe, écoulement total



- verre AR-GLAS®
- certifiées conformes à la norme ISO 835
- graduations bleues indélébiles résistant aux solutions de nettoyage agressives
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- modèles avec extrémité supérieur pour le coton

capacité	grad.	tolérance	longueur	pour coton	référence	Prix HT
1 ml	0,01 ml	±0,01 ml	360 mm	-	BD3270	
2 ml	0,01 ml	±0,015 ml	360 mm	-	BD3272	
2 ml	0,02 ml	±0,015 ml	360 mm	-	BD3273	
5 ml	0,05 ml	±0,05 ml	360 mm	oui	BD3274	
5 ml	0,10 ml	±0,05 ml	360 mm	oui	BD3275	
10 ml	0,10 ml	±0,08 ml	360 mm	oui	BD3276	
25 ml	0,10 ml	±0,15 ml	450 mm	oui	BD3277	



## Pipettes graduées classe B - type 3

zéro en haut, écoulement total

Pipettes en polypropylène



- conformes à la norme ISO 835
- graduations bleues à fort contraste
- pointe spécialement conçue pour garantir une excellente qualité

capacité	grad.	long.	Ø ext.	tolérance	référence	Prix HT
5 ml	0,10 ml	330 mm	Ø 8 mm	± 0,050 ml	PW4102	
10 ml	0,10 ml	330 mm	Ø 10 mm	± 0,100 ml	PW4103	

