

PIPETTES JAUGÉES CLASSE B

Pipettes jaugées **classe B - 2 traits**
pipettes jaugées 2 traits : écoulement partiel

LMR®

VERRE
sodocalcique

Classe B
2 traits

graduations
ambrées

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	±0,015 ml	TK1260	
2 ml	±0,020 ml	TK1261	
3 ml	±0,020 ml	TK1262	*
4 ml	±0,030 ml	TK1263	*
5 ml	±0,030 ml	TK1264	
6 ml	±0,030 ml	TK1265	*
7 ml	±0,040 ml	TK1266	*
8 ml	±0,040 ml	TK1267	*
9 ml	±0,040 ml	TK1268	*
10 ml	±0,040 ml	TK1269	
15 ml	±0,060 ml	TK1270	*
20 ml	±0,060 ml	TK1271	
25 ml	±0,060 ml	TK1272	
30 ml	±0,100 ml	TK1273	*
40 ml	±0,100 ml	TK1274	*
50 ml	±0,100 ml	TK1275	
75 ml	±0,150 ml	TK1276	*
100 ml	±0,150 ml	TK1277	
200 ml	±0,200 ml	TK1278	*

* Non conformes à la norme ISO 648.

- certifiées conformes à la norme ISO 648, selon modèle
- code couleur pour repérer les capacités



Pipettes jaugées **classe B - 2 traits**
écoulement partiel
Pipettes jaugées à bulbe

capacité	tolérance	référence	Prix HT
1 ml	± 0,015 ml	TK1300	
2 ml	± 0,020 ml	TK1301	
3 ml	± 0,020 ml	TK1302	*
4 ml	± 0,030 ml	TK1303	*
5 ml	± 0,030 ml	TK1304	
6 ml	± 0,030 ml	TK1305	*
7 ml	± 0,040 ml	TK1306	*
8 ml	± 0,040 ml	TK1307	*
9 ml	± 0,040 ml	TK1308	*
10 ml	± 0,040 ml	TK1309	
15 ml	± 0,060 ml	TK1310	*
20 ml	± 0,060 ml	TK1311	
25 ml	± 0,060 ml	TK1312	
30 ml	± 0,100 ml	TK1313	*
40 ml	± 0,100 ml	TK1314	*
50 ml	± 0,100 ml	TK1315	
75 ml	± 0,150 ml	TK1316	*
100 ml	± 0,150 ml	TK1317	
200 ml	± 0,150 ml	TK1318	*

LMR®

VERRE
sodocalcique

Classe B
2 traits

graduations
bleues

- certifiées conformes à la norme ISO 648 (sauf *)
- code couleur pour un repérage aisé des capacités
- possibilité de commander un certificat de conformité

