

PIPETTES PASTEUR


Pipettes Pasteur en verre à usage unique



Transfert de petites quantités de liquides.

longueur	référence	Prix HT
pipettes à pointe ouverte non cotonnées 1		
150 mm	P150	les 1000
230 mm	P230	les 1000
270 mm	P270	les 1000
pipettes à pointe ouverte cotonnée 2		
150 mm	P150C	les 1000
230 mm	P230C	les 1000
280 mm	P270C	les 1000
pipettes aseptiques à pointe fermée non cotonnées		
230 mm	P230S	les 1000
pipettes aseptiques à pointe fermée cotonnées		
150 mm	P150ST	les 1000
230 mm	P230ST	les 1000
270 mm	P270ST	les 1000

- pipettes de grande qualité en verre sodocalcique clair
- conformes ISO 7712
- usage unique
- capacité : 2 ml
- conformes à la norme USP Type III
- Ø interne de la pointe : 1,1 mm
- tétines de pipetage compte-gouttes en silicone ou caoutchouc naturel à commander séparément



Pipettes Pasteur à tétine

Transfert de petites quantités de liquides.

- conformes aux normes ISO 7712
- capacité 2 ml
- usage unique
- en verre sodocalcique conforme à la norme USP Type III
- diamètre interne de la pointe : 1,1 mm
- tétines en caoutchouc naturel ou en silicone à commander séparément



	référence	Prix HT
Pipettes Pasteur 150 mm	PW4200	les 1000
Pipettes Pasteur 230 mm	PW4201	les 1000
Tétines		
Tétines en silicone	PW4250	les 100
Tétines en caoutchouc naturel	PW4251	les 100

