

Portoir circulaire 28 pipettes




- en polypropylène
- rangement vertical
- 10 trous Ø14 mm +18 trous Ø11 mm
- plateau inférieur avec perforations Ø 4 mm
- Ø 178 x 178 mm

référence

Prix HT

F18955 Portoir de pipettes rond

Portoir circulaire 94 pipettes




- en polypropylène
- plateau inférieur rotatif avec cannelures pour le maintien des pipettes et perforations pour évacuation des résidus
- système de rétention à la base
- excellente stabilité
- dim. : Ø 230 x h490 mm
- livré démonté

référence

Prix HT

F18958 Portoir de pipettes rotatif

Portoir vertical 50 pipettes



- en polypropylène
- rangement vertical
- autoclavable à la vapeur à +121°C
- ouvertures : Ø 16 mm
- dim. (lxpxh) : 213 x 114 x h222 mm

référence

Prix HT

F18953 Portoir de pipettes

Portoir vertical 16 pipettes

Kartell



- portoir en polypropylène
- capacité : 16 pipettes
- 8 pipettes Ø < 10 mm +
- 8 pipettes Ø < 15 mm
- petits trous de drainage sur la base
- dim. (lxpxh) : 200 x 75 x h150 mm

référence

Prix HT

VA2960 Portoir de pipettes