

Portoir circulaire 28 pipettes

Kartell

- portoir en polypropylène composé d'une base Ø 230 mm, avec un statif en PVC et d'un plateau circulaire double Ø 175 mm : la partie supérieure avec les emplacements des pipettes et la partie inférieure avec des petits trous de drainage
- capacité :
18 pipettes Ø < 10 mm +
10 pipettes Ø < 15 mm
- livré avec vis de fixation pour le réglage en hauteur du double plateau circulaire
- possibilité de fixer le double plateau sur tout autre statif Ø 8 à 14 mm.



référence

Prix HT

VA2950 Portoir de pipettes

Supports de pipettes

- robuste, stable, résistant aux produits chimiques
- réglage progressif de la hauteur jusqu'à 450 mm, d'une seule main, grâce à un système magnétique, sans vis de blocage
- 40 emplacements jusqu'à Ø18 mm
- supports avec réducteur pour cônes plus petits
- en polypropylène, tige en acier chromé
- plateau collecteur pour protéger les pointes des pipettes et récupérer les gouttes



Prix HT

BU9640 Support de pipettes

accessoires

BU9631 Logement pour cône Imhoff

BU9621 Logement pour entonnoir