

Pissettes col large intégrales identifiées CLP

- flacons 500 ml en polyéthylène basse densité
- col Ø28 mm
- bec à extrémité fine, contrôle précis du jet
- auto-ventilation
- marquage clair et indélébile des symboles de danger appropriés aux solvants et numéros CAS
- capuchon coloré pour éviter toute contamination croisée



marquage	couleur	référence	Prix HT
pissettes 500 ml			
ACÉTONE	rouge	CT4701	l'unité
ÉTHANOL / ALCOOL ÉTHYLIQUE	blanc	CT4702	l'unité
MÉTHANOL	vert	CT4703	l'unité
ISOPROPANOL	orange	CT4704	l'unité
EAU DISTILLÉE	bleu	CT4705	l'unité
HYPOCHLORITE DE SODIUM	blanc	CT4706	l'unité

Pissettes en LDPE



capacité	col	référence	Prix HT
pissettes à col étroit			
250 ml	Ø 24 mm	CT4611	
500 ml	Ø 24 mm	CT4612	
1000 ml	Ø 38 mm	CT4613	
pissettes à col large			
250 ml	Ø 38 mm	CT4621	
500 ml	Ø 43 mm	CT4622	
1000 ml	Ø 43 mm	CT4623	

- flacons polyéthylène basse densité
- col étroit ou col large, suivant modèle
- capuchon à vis et tube en polypropylène
- jet précis, reflux optimisé

Pissettes intégrales col large en LDPE



- col large pour un remplissage plus facile.
- flacon et tubulure moulés en une seule pièce pour garantir l'étanchéité
- l'embout délivre un jet doux et constant sans éclaboussures, et peut être cisailé pour augmenter le débit de liquide

capacité	référence	Prix HT
250 ml	CT4671	
500 ml	CT4672	