

POMPES À VIDE

Pompe à vide compacte sans huile

- ▶ pompage de l'air, gaz et vapeurs non corrosifs
- ▶ moteur à piston, sans huile
- ▶ plate-forme anti-basculement pour bouteille de récupération

I Transfert, évacuation, compression, distillation, filtration de gaz secs et non corrosifs.

- construction en plastique ABS
- vitesse de rotation : 1450 tr/min
- compacte : faible encombrement sur la paillasse
- silencieuse, peu de vibrations
- pieds en caoutchouc : réduction du bruit et des vibrations
- cartouche filtrante : évite une trop grande aspiration de liquide
- sécurité : arrêt automatique de la pompe en cas de surchauffe, remise en marche automatique quand la température baisse
- pas de maintenance
- poignée de transport
- installation rapide et sans pince du tuyau reliant le porte filtre à la bouteille de récupération



vide limite absolu	72 mbar
débit	22 l/min
puissance	80 W
raccord	3/16"
niveau sonore	52 dB
dimensions (lxpxh)	350 x 243 x h290 mm
poids	7,0 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
Pompe à vide compacte	PV1015

Pompe à vis VACUU·PURE® 10 et 10C vide limite minimal 10⁻³ mbar

- ▶ 100% sans huile
- ▶ sans abrasion
- ▶ sans pièces d'usure

- obtention du vide sans frottement et sans hydrocarbures
- idéal pour un fonctionnement prolongé et sous pression élevé
- séchage principal et séchage résiduel consécutif
- orientation horizontale ou verticale
- pompe complète prête à l'emploi avec petites brides KF DN25 et manuel d'utilisation
- applications : vide primaire pour pompe turbomoléculaire, analytique, régénération de pompes cryogéniques, séchage, lyophilisation, traitement thermique, dégazage, revêtement
- autres options sur demande



modèle	standard	haute résistance chimique
débit maximal (50 Hz)	10 m ³ /h	9 m ³ /h
vide limite absolu	5 x 10 ⁻³ mbar (pression ambiante de 1013 mbar)	5 x 10 ⁻³ mbar (pression ambiante de 1013 mbar)
raccords	petites brides KF DN25	petites brides KF DN25
aspiration	petites brides KF DN25	petites brides KF DN25
refoulement	petites brides KF DN25	petites brides KF DN25
moteur	0,7 kW / IP20	0,7 kW / IP20
niveau sonore	55 dBA	55 dBA
dimensions (lxpxh)	507 x 269 x 413 mm	507 x 269 x 413 mm
poids	21,1 kg	21,5 kg
alimentation	100-230 V - 50/60 Hz	100-230 V - 50/60 Hz
Pompe à vide	VB2710 1	VB2715
accessoires (avec KF DN 25)		
Mini-chariot	VB2720 2	VB2720 2
Coude 90 degrés, aluminium	VB2725	-
Séparateur à l'aspiration AK avec flacon rond de 500 ml	-	VB2730
Condenseur de vapeur EK 600 avec flacon rond 500 ml	-	VB2735