



Portoires pour flacons en fil d'acier inox



pour flacons	compartiments	dimensions (lxpxh)	poids	réf.	Prix HT
Ø 27 mm	12 compartiments (2x6)	198 x 68 x h45 mm	199 g	CT4920	
	24 compartiments (3x8)	261 x 104 x h45 mm	310 g	CT4921	
	50 compartiments (5x10)	325 x 167 x h45 mm	481 g	CT4922	
	72 compartiments (6x12)	391 x 197 x h45 mm	630 g	CT4923	
Ø 40 mm	12 compartiments (2x6)	276 x 97 x h45 mm	449 g	CT4924	
	32 compartiments (4x8)	368 x 187 x h45 mm	836 g	CT4925	
Ø 50 mm	12 compartiments (3x4)	224 x 171 x h45 mm	489 g	CT4926	
	24 compartiments (4x6)	335 x 228 x h45 mm	813 g	CT4927	

- en fil d'acier inox
- très robustes
- compartiments pour pots ou flacons d'urine ou de formol


Portoires pour tubes 4 faces



- en polypropylène
- dim. 170 x 95 x 50 mm
- capacité
 - 4 tubes à centrifuger 50 ml,
 - 12 tubes à centrifuger 15 ml ou
 - 32 tubes 5 ml
- autoclavables et résistants aux produits chimiques

capacité	dim.	rouge	bleu	Prix HT
au choix		●	●	
32 tubes 5 ml	170 x 95 x 50 mm	CT5111	CT5112	
12 tubes 15 ml				
4 tubes 50 ml				

Portoires pour microtubes empilables



- en polypropylène
- résistent à des températures de -70 à +121°C
- avec à jupe
- empilables
- autoclavables

capacité	pour tubes	orange	bleu	vert	rouge	Prix HT
60 microtubes (5x12)	0,5 à 1,5 ml	●	●	●	●	
96 microtubes (8x12)	0,5 à 1,5 ml	●	●	●	●	