

## Portoires en plastique ABS pour tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml



- en plastique ABS
- portoires double faces
- capacité  
20 tubes à centrifuger 50 ml ou  
30 tubes à centrifuger 15 ml
- dim. : 209 x 171 x 63 mm
- livrés à plat, assemblage facile

capacité	dim.	orange	bleu	Prix HT
au choix		●	●	
30 tubes 15 ml 20 tubes 50 ml	209 x 171 x 63 mm	CT5101	CT5102	


## Portoires en fil d'acier plastifié pour tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml



- en fil d'acier avec revêtement en vinyle résistant
- autoclavables et résistants à la corrosion
- capacité :  
15 tubes à centrifuger 15 ml ou  
8 tubes à centrifuger 50 ml

capacité	pour tubes	blanc	bleu	vert	Prix HT
		○	●	●	
15 tubes à centrifuger	15 ml	CT5121	CT5122	CT5123	
8 tubes à centrifuger	50 ml	CT5131	CT5132	CT5133	

## Portoires en acier inox pour tubes à centrifuger 15 ml et 50 ml



- en acier inox
- autoclavables et résistants à la corrosion
- large base assurant la stabilité
- poignées pour un transport facile

capacité	pour tubes	référence	Prix HT
40 tubes à centrifuger ( 4x10)	15 ml	CT5141	
50 tubes à centrifuger ( 5x10)	15 ml	CT5142	
100 tubes à centrifuger (10x10)	15 ml	CT5143	
20 tubes à centrifuger ( 4x 5)	50 ml	CT5144	
50 tubes à centrifuger ( 5x10)	50 ml	CT5145	

## Portoires pour tubes en polypropylène



- trous carrés
- livrés à plat, assemblage facile

pour tubes	capacité	blanc	rouge	jaune	bleu	Prix HT
		○	●	●	●	
Ø13 mm	90 tubes (6x15)	CT5151	CT5152	CT5153	CT5154	
Ø17 mm	60 tubes (5x12)	CT5161	CT5162	CT5163	CT5164	
Ø21 mm	40 tubes (4x10)	CT5171	CT5172	CT5173	CT5174	