

Robinet pour dessiccateur en PTFE rodage 24/29 ouvert

PLASTIQUE PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- clé en PTFE
- pour tubulure latérale, pour type Novus

rodage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
24/29	8 mm	85 mm	WG6030	l'unité

Robinet pour dessiccateur en PTFE rodage 24/29 fermé

PLASTIQUE PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- clé en PTFE
- pour couvercle à tubulure, pour type Novus

rodage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
24/29	8 mm	85 mm	WG6040	l'unité

Robinet pour dessiccateur en PTFE filetage GL 32

PLASTIQUE PTFE



- en verre borosilicaté 3.3
- clé en PTFE
- pour raccords filetés, pour type Mobilix

filetage	Ø int.	longueur	référence	Prix HT
GL 32	8 mm	160 mm	WG6060	l'unité