


Réfrigérants de Liebig en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- rodages mâle et femelle
- 2 olives dévissables en plastique

filetage	rodage mâle	rodage femelle	longueur tuyau	référence	Prix HT
GL14	14/23	14/23	160 mm	WG3440	
GL14	14/23	14/23	250 mm	WG3441	
GL14	24/29	24/29	250 mm	WG3442	
GL14	29/32	29/32	250 mm	WG3443	
GL14	24/29	24/29	400 mm	WG3444	
GL14	29/32	29/32	400 mm	WG3445	

Réfrigérants d'Allihn en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- rodages mâle et femelle
- 2 olives dévissables en plastique

filetage	rodage mâle	rodage femelle	longueur tuyau	référence	Prix HT
GL14	24/29	24/29	250 mm	WG3450	
GL14	29/32	29/32	250 mm	WG3451	
GL14	24/29	24/29	400 mm	WG3452	
GL14	29/32	29/32	400 mm	WG3453	

Réfrigérants à serpentins en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- rodages mâle et femelle
- 2 olives dévissables en plastique

filetage	rodage mâle	rodage femelle	longueur tuyau	référence	Prix HT
GL14	24/29	24/29	300 mm	WG3460	
GL14	29/32	29/32	300 mm	WG3461	

Réfrigérants intensifs en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- rodages mâle et femelle
- 2 olives dévissables en plastique

filetage	rodage mâle	rodage femelle	longueur tuyau	référence	Prix HT
GL14	24/29	24/29	250 mm	WG3470	
GL14	29/32	29/32	250 mm	WG3471	
GL14	24/29	24/29	400 mm	WG3472	
GL14	29/32	29/32	400 mm	WG3473	