

I

exemple : un raccord diamètre nominal 8 mm convient exactement pour un tuyau de diamètre intérieur 8 mm

RACCORDS

Raccords droits et réducteurs coniques



• en polypropylène

Ø nominal	Ø int. tuyau	référence	Prix HT
raccords droits à embouts coniques			
	3 à 5	B87004	les 10
	5 à 7	B87006	les 10
	7 à 9	B87008	les 10
	9 à 11	B870010	les 10
	11 à 13	B870012	les 10
	13 à 15	B870014	les 10
réducteurs à embouts coniques			
	4/8 - 8/12 mm	B870348	les 10
	4/8 - 12/16 mm	B8703412	les 10
	8/12 - 12/16 mm	B8703812	les 10

Accouplements coniques



• en polypropylène

Ø int. tuyau	référence	Prix HT
3 à 5 mm	B87044	les 10
5 à 7 mm	B87046	les 10
7 à 10 mm	B87048	les 10
9 à 12 mm	B870410	les 10
11 à 14 mm	B870412	les 10
13 à 16 mm	B870414	les 10

Raccords universels coniques



matériau	référence	Prix HT
polypropylène	B8700417	les 10
PVDF	B8710417	les 10

Soupapes anti-retour



• embouts coniques

Ø int. tuyau	référence	Prix HT
8 à 10 mm	B87140810	les 10