



Réducteurs droits
en PP



- en PP blanc
- 2 embouts olives
- connexion de tuyaux souples

Øint. tuyaux		long.	Ø voie	référence	Prix HT
1	2				
Ø4/7 mm	8/11 mm	85,5 mm	Ø3 mm	BW5955	
Ø4/7 mm	12/16 mm	85,5 mm	Ø3 mm	BW5951	

Raccords droits
en PP



- en PP blanc
- 2 embouts olives
- connexion de tuyaux souples

Øint. tuyaux	long.	Ø voie	référence	Prix HT
Ø3/5 mm	37 mm	Ø3 mm	BW5903	
Ø4/7 mm	52 mm	Ø4 mm	BW5905	
Ø7/9 mm	58,5 mm	Ø6,5 mm	BW5907	

Raccords en Y
en PP



- en PP blanc
- 2 embouts olives
- connexion de tuyaux souples

Øint. tuyaux	l x L	Ø voie	référence	Prix HT
Ø3 mm	19 x 15 mm	Ø1,8 mm	BW5801	
Ø4 mm	25 x 19 mm	Ø2,3 mm	BW5802	
Ø5 mm	31 x 22,5 mm	Ø2,8 mm	BW5803	
Ø6 mm	48,5 x 35 mm	Ø4,8 mm	BW5804	
Ø9 mm	59 x 54,5 mm	Ø7,5 mm	BW5805	
Ø11 mm	68 x 53 mm	Ø10,0 mm	BW5806	

Marque-tuyaux



- en PP flexibles
- pour tuyaux Ø 0,4 à 6,35 mm
- assortiment de 5 coloris

dim.	référence	Prix HT
13 x 60 mm	BW5601	les 20